

メディコム[®] セーフタッチ[®] ニトリルグローブ パウダーフリー

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 非天然ゴム製検査・検診用手袋
 製造販売届出番号:28B3X00001000036/JMDN:70976000

- 強度、耐油性、耐静電性に優れる合成ニトリルゴム製です。
- 長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現しました。
- アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含みません。
- 天然ゴム独特のゴム臭がありません。
- パウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーや飛散の心配がありません。

左右兼用

未滅菌

滑り止め加工



引張強度	ASTM D412
最大伸長度	ASTM D412
抗がん剤浸透性	ASTM D6978-05

ホワイト

品番	サイズ	掌部幅	全長(※当社調べ)	厚み	入り数	JANコード
1174A-Y	XS	約75mm	約230mm以上	掌部:約0.06mm以上 指先:約0.08mm以上	10箱/ケース (100枚/箱)	4897008635688
1174B-Y	S	約85mm				4897008635695
1174C-Y	M	約95mm				4897008635701
1174D-Y	L	約105mm				4897008635718
1174A-Y300	XS	約75mm	約230mm以上	掌部:約0.06mm以上 指先:約0.08mm以上	8箱/ケース (300枚/箱)	4894476002783
1174B-Y300	S	約85mm				4894476002790
1174C-Y300	M	約95mm				4894476002806
1174D-Y300	L	約105mm				4894476002813

ブルー

品番	サイズ	掌部幅	全長(※当社調べ)	厚み	入り数	JANコード
1175A-Y	XS	約75mm	約230mm以上	掌部:約0.06mm以上 指先:約0.08mm以上	10箱/ケース (100枚/箱)	4897008635763
1175B-Y	S	約85mm				4897008635770
1175C-Y	M	約95mm				4897008635787
1175D-Y	L	約105mm				4897008635794
1175A-Y300	XS	約75mm	約230mm以上	掌部:約0.06mm以上 指先:約0.08mm以上	8箱/ケース (300枚/箱)	4894476001175
1175B-Y300	S	約85mm				4894476001182
1175C-Y300	M	約95mm				4894476001199
1175D-Y300	L	約105mm				4894476001205

販売代理店

 発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
 【デンタル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

