

SafeBasics

Sterilization Reel
セーフベーシック 滅菌ロール



6
サイズ
展開

オートクレープ
EOガス両用

PVA不使用

ISO 11607


ISO 11140

メディカルデバイス(医療機器)の国際規格に適合

使いやすさと品質の両立を実現

ISO 11607に適合した性能要求テストをクリア。ISO 11140・Type1のプロセッシングケータ*を採用。
メディコムは世界で滅菌包材を販売しているため、メディカルデバイスの国際規格に適合した商品を提供しています。

フィルム面にインジケータを印刷することで作業効率を向上



使いやすいパッケージデザイン

強くで摩擦抵抗が少ない樹脂製架台



※インジケータの色は実際の色とは異なります。

※インジケータは、プロセスインジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

※テープによるつなぎ目部分が入っていることがあります。つなぎ目部分は粘着が弱くなっているため、使用はお控えください。該当製品につきましてはその分の長さを余分に巻いています。

● シーリング推奨温度: 170~220℃

オートクレープ・EOガス両用 クラスB滅菌器対応 PVA不使用 リントフリー ISO 11607 ISO 11140

品名: セーフベーシック 滅菌ロール

品番	サイズ	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
75010	S	50mm×200m	30mm	1ロール	6箱	4894476002585
75020	MS	75mm×200m	55mm		4箱	4894476002592
75030	M	100mm×200m	80mm		3箱	4894476002608
75040	L	150mm×200m	130mm		2箱	4894476002615
75050	LL	200mm×200m	180mm		4箱	4894476002622
75060	LLL	250mm×200m	230mm			4894476002639

販売代理店

A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【コジューマー/インダストリアル事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

【Eコマース/カタログ事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com ④ www.medicom-japan.com

※パッケージデザイン・チラシの内容は予告なく変更する場合がございます。※使用している写真、図、イラストはイメージです。 2025.05.14



サイトはこちらから▲