

呼吸が楽、耳が楽な、快適マスク




通気性の良い3層構造の不織布

独自の極薄繊維で、通気性の良さを実現。呼吸がしやすく、ムレにくくなりました。

(※当社製品比)

3層構造のフィルターで細菌飛まつ・ウイルス飛まつ・花粉・PM2.5をカット。



耳が痛くなりにくい幅広ソフト型

耳ひもには耳が痛くなりにくい柔らかい素材の幅広ソフト型を使用し、ポリエステル製(ラテックスフリー)のためアレルギーの方にも安心です。

ブリーツ：下向き
耳ひも：幅広ソフト型
ノーズピース：被覆ワイヤー



JIS T 9001 一般用マスク

品名：エアファイバー プラス

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
AFBJMK2314	約89×175mm	ホワイト	50枚	20箱	4894476011334

