

アニオザイム シナジーファイブ


# ANIOSYME5 SYNERGY5

5つの  
汚れに反応!

アニオザイム シナジーファイブは

## 5つの酵素による 圧倒的な洗浄力!

高度な多酵素配合技術により  
5種類の酵素を含有することを実現。  
それぞれの酵素が汚れに作用し、  
驚異の洗浄力を発揮します。



家庭用洗剤


主に落ちる汚れは

**脂質**だけ

脂質

糖質

繊維質



他社品A

主に落ちる汚れは

**タンパク質**だけ

タンパク質

炭水化物

シナジーファイブは  
**上記5つの汚れに反応!**

一般的な洗浄剤と、洗浄力比較

酵素には特定の物(基質)にだけ作用する「基質特異性」があり、一つの酵素は一つの物質にしか作用しません。  
よって多くのものに作用させるには多くの酵素が必要になります。  
「アニオザイムシナジー5」は業界内で最多の酵素を含有することで高い洗浄力を発揮いたします。



アニオザイム シナジーファイブは

# 高希釈使用で経済的

多酵素の力により、  
**200倍の高希釈倍率で使用できる為、**  
100倍希釈の他社洗浄剤に比べ、経済性に優れています。



100倍希釈までの  
他社洗浄剤



約**50%**の  
コストカット

※同価格帯の商品の場合

200倍希釈ができる  
**ANIOSYME5**  
SYNERGY

## ANIOSYME5 SYNERGY



5リットル

1リットル

### あらゆる洗浄方式に対応

低起泡性の為に、手洗い、浸漬、超音波、ウォッシャー・ディスインフェクターのいずれにも使用出来ます。

### 中性で洗う対象を選ばない

ほぼ水と同じ中性でどのような器材にも対応します。

### 使いやすく、環境にも優しい

5Lは専用ポンプ付、1Lは容器に計測メジャー付で使用しやすい設計となっております。また洗浄剤の有機物は殆どが生分解性のものとなっており、環境にも優しい洗浄剤です。

品番	内容量	入り数	定価	EANコード
ANI2235036	5リットル	1ケース/4本	¥20,800/本	3597610251245
ANI2235095	1リットル	1ケース/12本	¥4,600/本	3597610271908

販売代理店

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**  
【デンタル事業部】

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F  
TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🌐 www.medicom-japan.com

🔍 メディコムジャパン

Website

