

飛沫感染・接触感染予防対策用




アイソレーションガウン

機能性

快適性

安全性



Isolation Gown
blue

使い捨て
タイプ

未滅菌

フリーサイズ

品番	カラー	入り数	JANコード
D-8009-40-0204	イエロー	1ケース/5パック(10枚/パック)	4897008631673
D-8023-40-0204	ブルー	1ケース/5パック(10枚/パック)	4897008631253

アイソレーションガウンの特長

● 着心地

- ・ 軽くて快適な素材ポリプロピレンを採用しています。
- ・ 紐で首と腰を固定、袖口にニット素材を使用しています。
- ・ 柔らかな風合いで、動きも妨げません。
- ・ 着用時、不快な音がしません。

● 装着は簡単・便利・清潔

- ・ 滅菌バッグでオートクレーブ(121℃)が可能です。
- ・ 使い捨ての衛生的なガウンです。

使用用途

- MRSA(メチシリン・レジスタント・スタヒロコッカス・アウルウス)などの、保菌者の在室する病室への入室の際に着用。
- 手術室、分娩室などへ患者さまの親族が立会いをする場合に着用。

販売代理店

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【デンタル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

