

SafeWear

Poly-Coated Isolation Gown

メディコム セーフウェア
防水アイソレーションガウンレベルII



ANSI / AAMI PB70 Level 2

メディコムセーフウェア防水アイソレーションガウンレベルIIは、超音波溶着のSMS不織布にラミネート加工を施し、液体への高い防護性を有したアイソレーションガウンです。

液体への曝露機会が多く、飛沫の飛散が想定される状況下での使用に最適です。

液体防護性能



品番

カラー

入り数

GGW718034R

ブルー

1ケース/5パック(10枚/パック)

SafeWear

Poly-Coated Isolation Gown

メディコム セーフウェア
防水アイソレーションガウンレベルII

AAMI PB70 Level 2

試験	試験方法	要求事項
AATCC42 (耐水・衝撃浸透試験)	衝撃による水の浸透に対する生地 の耐性を測定する。	液体の浸透量 \leq 1.0g
AATCC127 (耐水・静水圧試験)	静水圧の下で、水の液体浸透に 対する生地の浸透抵抗性を 測定する。	圧力 \geq 20cmH ₂ O

AAMI レベルII をクリアした SMS 不織布にラミネート加工を施し、
最大限の防水機能を有したアイソレーションガウンです。

製品仕様



縫い目がない超音波
溶着により液体の侵入
を防御



着脱が容易なベルクロ式
面ファスナー



背面も安心な
フルバックタイプ



伸縮性に優れた
ニット袖による快適さ



発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【メディカル事業部】

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
TEL : 078-327-2444 FAX : 078-327-2112

✉ info@medicom-japan.com

www.facebook.com/medicomjapan

www.medicom-japan.com

メディコムジャパン

Website

