

# SafeSeal

## セーフシール プラズマ プレミアム 滅菌ロール

過酸化水素ガス プラズマ滅菌 インジケータ付き



過酸化水素ガス  
プラズマ滅菌用

過酸化水素ガス  
滅菌用

PVA不使用

ISO 11607

ASTM F 2559

ISO 11140

滅菌工程の通過を一目で確認できる

## 判読しやすいインジケータのプラズマ滅菌ロール

信頼性の高いインジケータ (ISO 11140 Type1インジケータ)


滅菌工程の通過を一目で確認できる滅菌バッグです。

過酸化水素ガスプラズマ滅菌および過酸化水素ガス滅菌にお使いいただけます。

滅菌工程通過後、  
インジケータが赤から黄に変色



滅菌前 (赤) ▶ 滅菌後 (黄)



## リント(紙粉)が出にくい

リントが出にくく、リントが滅菌器のフィルターに詰まるといったトラブルを軽減できます。

## 使いやすいパッケージデザイン

使用中でも正面から  
サイズが一目でわかる、  
ユーザーフレンドリー  
デザイン

スムーズな引き出し



※インジケータの色は実際の色とは異なります。

※インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

品名:セーフシール プラズマ プレミアム 滅菌ロール

品番	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数(ケース)	JANコード
GP570010	50mm×150m	34mm	4ロール	4894476014403
GP570020	75mm×150m	59mm	4ロール	4894476014427
GP570030	100mm×150m	84mm	4ロール	4894476014441
GP570040	150mm×150m	134mm	4ロール	4894476014458
GP570050	200mm×150m	184mm	2ロール	4894476014472
GP570060	250mm×100m	234mm	2ロール	4894476014519
GP570070	320mm×100m	304mm	1ロール	4894476014533
GP570080	430mm×100m	414mm	1ロール	4894476014557
GP570090	490mm×100m	474mm	1ロール	4894476014564

寸法に関しては、数ミリの誤差がある場合がございます。

販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【CI/EC事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com 地球 www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲