

SafeSeal

セーフシール プラズマ プレミアム 滅菌ロール

過酸化水素ガス プラズマ滅菌 インジケータ付き



9
サイズ
展開

過酸化水素ガス
プラズマ滅菌用

過酸化水素ガス
滅菌用

PVA不使用

ISO 11607

ISO 11140

滅菌工程の通過を一目で確認できる

判読しやすいインジケータのプラズマ滅菌ロール

信頼性の高いインジケータ (ISO 11140 Type1インジケータ)


滅菌工程の通過を一目で確認できる滅菌バッグです。

過酸化水素ガスプラズマ滅菌および過酸化水素ガス滅菌にお使いいただけます。

滅菌工程通過後、
インジケータが赤から黄に変色



滅菌前 (赤) → 滅菌後 (黄)



リント(紙粉)が出にくい

リントが出にくく、リントが滅菌器のフィルターに詰まるといったトラブルを軽減できます。

● シーリング推奨温度: 110~130℃

過酸化水素ガスプラズマ滅菌用 過酸化水素ガス滅菌用 クラスB滅菌器対応 PVA不使用 リントフリー ISO 11607 ISO 11140

使いやすいパッケージデザイン



※インジケータの色は実際の色とは異なります。

※インジケータは、プロセスインジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

品名: セーフシール プラズマ プレミアム 滅菌ロール

品番	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
GP570010	50mm×150m	34mm	1ロール	4箱	4894476014403
GP570020	75mm×150m	59mm			4894476014427
GP570030	100mm×150m	84mm			4894476014441
GP570040	150mm×150m	134mm			4894476014458
GP570050	200mm×150m	184mm	1ロール	2箱	4894476014472
GP570060	250mm×100m	234mm			4894476014519
GP570070	320mm×100m	304mm	1ロール	1箱	4894476014533
GP570080	430mm×100m	414mm			4894476014557
GP570090	490mm×100m	474mm			4894476014564

販売代理店

A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【コンシューマー/インダストリアル事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

【Eコマース/カタログ事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com ④ www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲

※パッケージデザイン・掲載の内容は予告なく変更する場合がございます。※使用している写真、図、イラストはイメージです。 2025.07.04