


SafeSeal® セーフシール® プラズマプレミアム滅菌ロール

プラズマ滅菌用インジケータ付き



・強度とバリア性に優れ、判読しやすいインジケータの付いたプラズマ滅菌ロールです。

品番	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数	JANコード
GPG570010	50mm×150m	34mm	4ロール/ケース	4894476014403
GPG570020	75mm×150m	59mm	4ロール/ケース	4894476014427
GPG570030	100mm×150m	84mm	4ロール/ケース	4894476014441
GPG570040	150mm×150m	134mm	4ロール/ケース	4894476014458
GPG570050	200mm×150m	184mm	2ロール/ケース	4894476014472
GPG570060	250mm×100m	234mm	2ロール/ケース	4894476014519
GPG570070	320mm×100m	304mm	1ロール/ケース	4894476014533
GPG570080	430mm×100m	414mm	1ロール/ケース	4894476014557
GPG570090	490mm×100m	474mm	1ロール/ケース	4894476014564




※寸法に関しては、数ミリの誤差がある場合がございます。

特徴

全サイズに強度とバリア性に優れた厚手のタイベック®を採用


タイベック®は米国デュボン社の商標あるいは登録商標です。

- 50～200mm: やや厚手の1059B 250～490mm: 厚手の1073B



滅菌済みの判読がしやすいインジケータ

- プラズマ滅菌用インジケータが見やすく印字されています。
- プラズマ滅菌工程通過後、インジケータがレッドからイエローに変色します。



※印刷のため、インジケータの色は実際の色とは異なります。

- 破れにくい、紙粉(リント)が出ないから安心
- ボックス入りタイプなので、専用のディスペンサー不要
- 自由な長さにカットできるロールタイプ
- プラズマ滅菌法に対応

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【メディカル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
TEL : 078-327-2444 FAX : 078-327-2112

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

