

# メディコム サライバエジェクター



●材質  
チューブ本体：ポリ塩化ビニル  
チップ：ポリ塩化ビニル  
チューブ内部：鉄線（銅メッキ加工）



なめらかな先端チップが不快感を軽減します。

使いやすい形状に自由に曲げられます。



1パックに100本入ってます！



## メディコム サライバエジェクターの特長

- 形状を自由に曲げられるディスポタイプの排唾チューブです。
- 先端チップがなめらかなので患者さんの不快感を軽減します。
- オートクレーブ滅菌には対応しておりません。

### 【使用方法】

- 歯科ユニットの呼吸器にしっかり接続して吸引してください。
- 必要に応じてチューブを曲げて使用してください。
- チップを引張ったり噛んだりしないでください。チップが脱落するおそれがあります。
- 口腔内から取り出した際には必ずチップの有無を確認してください。



品番	サイズ	入り数	JANコード
GSE0782	チューブ全長	約150mm	1ケース/10パック(100本/パック)
	チューブ外径	約6.6mm	

(一般医療機器 器51 医療用嘴管及び体液誘導管 単回使用歯科用吸引 カニューレ JMDN37434000 製造販売届出番号:28B3X00001000046)

販売代理店

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**  
【デンタル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

