



歯科の診療環境をこの一枚でスピード清拭。

メディコム メディワイブ
MediWipe
Neutral

忙しい歯科医療従事者のために。
洗浄+除菌 2 in 1 で準備時間を短縮

メディコム「メディワイブ」は「塩化ベンザルコニウム」と合わせて「ジデシルジメチルアンモニウムクロライド」を主な除菌成分として、細菌やウイルスに高い効果を発揮いたします。また、洗浄力にも優れており接触頻度の高い歯科診療の環境表面の感染対策に有用な製品となっております。

優れた除菌性能

高い洗浄力

中性で器材にダメージを与えない

厚手のワイブを採用し拭き取り易い

しっかりとした厚みで

洗浄

+

除菌

バケツタイプには、経済的な詰め替え用パックもあります。



ピロータイプ



バケツタイプ

品名	包装仕様	枚数	ワイブサイズ	ケース入数	商品コード	JANコード
メディコムメディワイブ	ピロータイプ	100枚入り	220x330mm	6パック/ケース	GWR911004	4894476016575
	バケツタイプ	270枚入り	185x295mm	4個/ケース	GWR911005	4894476028363
	バケツタイプ 詰め替え用パック	270枚入り	185x295mm	6パック/ケース	GWR911006	4894476029568

使用上の注意 ・人体の清拭には使用しないで下さい。・手袋を着用してください。・目に触れないようにしてください。目に入った場合:水で数分間洗い流してください。
・子供の手の届かないところに保管してください。

