

# Pro Care

Textured Latex Medical Examination Gloves

プロケア ラテックスグローブ

## 手術用手袋レベル品質水準で、 操作性に優れた天然ゴムラテックスグローブ

プロケアラテックスグローブは手術用手袋同様の検査基準に基づいた  
高品質かつ抜群の使用感の医療用ラテックスグローブです。

厚生労働省は2014年の「一般歯科診療時の院内感染対策に係わる指針」において  
医療用手袋の使用を推奨しています。



### 厚生労働省も医療用グローブを推奨しています。

プロケア ラテックスグローブは、手術用手袋と同じレベルのAQL (合格品質水準) **G-1: 1.5**をピンホールの基準とした厳しい検査基準のもとに製造されています。AQLとはAcceptance Quality Limitの略称で工程平均として十分だと考えられる不良率の上限など、合格することのできる最低限の品質を指しています。合格品質水準として**数値が少なければ少ない程厳しい検査水準となります**。また、一般医療機器も取得し信頼性が高く、さらに、抜群のフィット性で第二の皮膚のような操作性に優れたグローブです。

品名:メディコム プロケア ラテックスグローブ パウダーフリー

品番	サイズ	掌幅	全長	厚み	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JL101512A	XS	80mm以下	240mm以上	掌部:0.08mm以上 指先:0.08mm以上	100枚/箱	10箱/ケース	4894476021746
JL101512B	S	約80mm					4894476021760
JL101512C	M	約95mm					4894476021753

販売名:メディコム プロケア ラテックスグローブ パウダーフリー 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000061

販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**  
〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com 地球儀 www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲