



メディカル発想で生まれた手袋
アレルギーを減らした
手が荒れにくい
やさしいニトリル手袋

※使い捨て合成ゴム手袋です



クラスメディカル | 医療用レベルの安心を

私たちメディコムジャパンは、医科・歯科産業に関わるメーカーとして、手荒れやアレルギーに悩む方々の力になりたいと日々考えています。

使い捨て手袋(ニトリル製や天然ゴム製など)を常用する医療従事者が採用している

アレルゲンを減らした 次世代のニトリル手袋

天然ゴムラテックス

不使用

加硫促進剤

不使用

手袋を使うと

手がかゆくなることはありませんか？

近年、手袋を製造する際に使用する原材料(加硫促進剤)の種類によっては、アレルギー性接触性皮膚炎を発症する可能性があることがわかってきました。

アレルギー性接触性皮膚炎は 発症すると治療が難しく多くが長期化します

発症を防ぐには、アレルギーの要因(アレルゲン)と考えられるものにできる限り接触しないことが大切だと考え、加硫促進剤フリーの”やさしいニトリル手袋”を開発しました。

加硫促進剤って？

ゴム手袋製造時に添加される原材料の一つ。加硫促進剤は、ゴムの弾性(伸びたり、元の形に戻ろうとする性質)や強度(破れにくさ)をもたせる重要な原材料です。医療従事者のゴム手袋による接触皮膚炎の**80%以上は加硫促進剤が原因**とのデータもあります。

※参考:第57回AORN(米国周術期看護協会)総会発表 Hosp Technol Ser. 1997;16(7):10-3. haron E Jacob. Dermatol Nurs. 2006;18(5):433-9. 446.



品名:クラスメディカル 手が荒れにくい やさしいニトリル手袋

加硫促進剤フリー パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品番	サイズ	掌部幅	全長	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JN131134B	S	約85mm	240mm以上	50枚	20箱	4894476037709
JN131134C	M	約95mm				4894476037716

※本製品は使い捨てのニトリルゴム製手袋であり、手荒れ・皮膚疾患を改善する効果・効能はありません。



”クラスメディカル”は、医療用途の商品をより多くの方に使っていただきたいとの想いで生まれた、メディカル発想の商品ブランドです。
マスクもラインナップしていますのでお問合せください。



LINE UP

クラスメディカル リラックス
個包装

普通サイズ 小さめサイズ



クラスメディカル リラックス
大容量

普通サイズ 小さめサイズ



クラスメディカル リラックス
キッズ



販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【CI/EC事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com 地球 www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲