



# Pro Care

**Nitrile Gloves** プロケア ニトリルグローブ  
Textured Nitrile Medical Examination Gloves

## 高い防護性とフィット感の検査検診用ニトリルグローブ

プロケア ニトリルグローブは、各種国際規格に適合した優れたバリア性能と価格の最適なバランスを実現しています。

### 高い防護性能

適度な厚みで薄すぎず、針刺し等のリスクを軽減します。また、抗がん剤耐性試験もクリアしているため安全に使用することができます。(ASTM D6978 05)

### 快適なフィット感

スリムテクノロジーによる優れたフィット性で手に馴染み、作業がしやすく疲れを軽減します。

### 最適な伸縮性

伸張性、柔軟性があり操作性に優れています。

### ラテックス&パウダーフリー

天然ゴムラテックス及びパウダーを使用していないので、ラテックスアレルギーや過敏感症の医療従事者や患者にも安心です。

食品衛生法準拠 未滅菌 左右兼用 すべり止め 単回使用

品名: プロケア ニトリルグローブ

	品番	サイズ	掌部幅	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
ホワイト	JN133510A	XS	約70mm	100枚/箱	10箱/ケース	4894476027670
	JN133510B	S	約80mm			4894476027649
	JN133510C	M	約95mm			4894476027632
	JN133510D	L	約110mm			4894476027601
ブルー	JN133520A	XS	約70mm	100枚/箱	10箱/ケース	4894476027595
	JN133520B	S	約80mm			4894476027564
	JN133520C	M	約95mm			4894476027588
	JN133520D	L	約110mm			4894476027533



ホワイト



ブルー



【全長】230mm以上 【厚み】掌部:0.06mm以上 指先:0.07mm以上  
販売名: プロケア ニトリルグローブ 一般医療機器 製造販売届出番号: 28B3X00001000059

販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com ④ www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲