

Pro Care

Nitrile Gloves プロケア ニトリルグローブ
 Textured Nitrile Medical Examination Gloves



高い防護性とフィット感の検査検診用ニトリルグローブ

プロケア ニトリルグローブは、各種国際規格に適合したバリア性能を実現しています。

高い防護性能

適度な厚みで薄すぎず、針刺し等のリスクを軽減します。また、抗がん剤耐性試験もクリアしています。(ASTM D6978 05)

作業がしやすく疲れを軽減

フィット性があり手に馴染むので、作業がしやすく疲れを軽減します。

優れた操作性

伸張性、柔軟性があり操作性に優れています。

ラテックス&パウダーフリー

天然ゴムラテックス及びパウダーを使用していないので、ラテックスアレルギーや過敏症の医療従事者や患者に。

ニトリルゴム製 食品衛生法準拠 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名: プロケア ニトリルグローブ

品番	サイズ	カラー	掌部幅	全長	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JN133510A	XS	ホワイト	約80mm	235mm以上	100枚	10箱	4894476027670
JN133510B	S		約85mm				4894476027649
JN133510C	M		約95mm				4894476027632
JN133510D	L		約105mm				4894476027601
JN133520A	XS	ブルー	約76mm	240mm以上	100枚	10箱	4894476027595
JN133520B	S		約85mm				4894476027564
JN133520C	M		約96mm				4894476027588
JN133520D	L		約107mm				4894476027533



ホワイト



ブルー



販売名: プロケア ニトリルグローブ 一般医療機器 製造販売届出番号: 28B3X00001000059 (順次、以下の内容に切替)
 プロケア ニトリルグローブ ホワイト 一般医療機器 製造販売届出番号: 28B3X00001000065
 プロケア ニトリルグローブ ブルー 一般医療機器 製造販売届出番号: 28B3X00001000066

販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代 表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【コンシューマー/インダストリアル事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

【Eコマース/カタログ事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com ④ www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲

※パッケージデザイン・掲載の内容は予告なく変更する場合がございます。※使用している写真、図、イラストはイメージです。 2025.09.24