

プロリール プレミアム

PRO-REEL PREMIUM

オートクレーブ/E.Oガス用インジケータ付



9
サイズ
展開

オートクレーブ
EOガス両用

PVA不使用

ISO 11607

ASTM F 2559

ISO 11140

メディカルデバイス(医療機器)の国際規格に適合 使いやすさと品質の両立を実現

ISO 11607及びASTM F 2559に適合した性能要求テストをクリア。
ISO 11140・Type1のプロセスインジケータ※を採用。
メディコムは世界で滅菌包材を販売しているため、
メディカルデバイスの国際規格に適合した商品を提供しています。

現場の皆様の「声」から改良を重ね より判別がしやすくなった インジケータ

作業効率の向上

定規等で測る手間を省略し作業時間を短縮

ロスの軽減

無駄なくまっすぐきれいに切りやすい

業務の標準化


誰でも同じようにきれいに切れる

文字部分までが変色し、
従来より視認性が向上

▼ EOガス
滅菌前 EO ▶ 滅菌後 EO

滅菌器の余熱やヒートシーラーとの
接触では変色しにくくなっています。

▼ オートクレーブ
滅菌前 AC ▶ 滅菌後 AC



使いやすいパッケージデザイン



※インジケータの色は実際の色とは異なります。

※インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

品名:プロリール プレミアム 滅菌ロール

品番	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数(ケース)	JANコード
JPG533010	50mm×200m	34mm	4ロール	4894476014205
JPG533020	75mm×200m	59mm	4ロール	4894476014212
JPG533030	100mm×200m	84mm	4ロール	4894476014236
JPG533040	150mm×200m	134mm	4ロール	4894476014267
JPG533050	200mm×200m	180mm	2ロール	4894476014281
JPG533060	250mm×200m	230mm	2ロール	4894476014304
JPG533070	300mm×100m	280mm	1ロール	4894476014328
JPG533080	350mm×100m	330mm	1ロール	4894476014335
JPG533090	400mm×100m	380mm	1ロール	4894476014366

販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【CI/EC事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com ① www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲