



プロリール プレミアム

 ISO11140
 ISO11607

 オートクレープ
 EO ガス両用


世界のリーディングカンパニーの紙メーカー、
STERIMED社製 の紙を使用

世界的な包装メーカーである
AMCOR社製 のフィルムを使用

ユーザーの意見を豊富に取り入れた
 使い勝手の良ささとデザイン

医療現場での厳しい条件での
 滅菌にも対応できる品質を実現

より判別がしやすくなったインジケータ（TYPE1）



1cm毎(5cm毎に点線)の目盛りを両サイド追加しました。

※インジケータの色は実際の色とは異なります。
 ※インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

品番	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数	JANコード
JPG533010	50mm×200m	34mm	4ロール/ケース	4894476014205
JPG533020	75mm×200m	59mm	4ロール/ケース	4894476014212
JPG533030	100mm×200m	84mm	4ロール/ケース	4894476014236
JPG533040	150mm×200m	134mm	4ロール/ケース	4894476014267
JPG533050	200mm×200m	180mm	2ロール/ケース	4894476014281
JPG533060	250mm×200m	230mm	2ロール/ケース	4894476014304
JPG533070	300mm×100m	280mm	1ロール/ケース	4894476014328
JPG533080	350mm×100m	330mm	1ロール/ケース	4894476014335
JPG533090	400mm×100m	380mm	1ロール/ケース	4894476014366

使用中でも正面からサイズが
 一目でわかる、
 ユーザーフレンドリーデザイン
 よりスムーズに取り出しやすく
 改良しました。

日々の業務をよりスムーズにストレスなくするために、ロールタイプの滅菌バッグの取り出しやすさにも工夫、改良を実施しました。



発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
 【メディカル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
 TEL : 078-327-2444 FAX : 078-327-2112

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan


🔍 メディコムジャパン

Website



商品コード	外寸		内寸		入数 枚/ケース
	幅(mm)	長さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	
SSLJ855013	50	130	34	108	2,000
SSLJ855018	50	180	34	158	2,000
SSLJ855019	50	190	34	168	2,000
SSLJ855020	50	200	34	178	2,000
SSLJ855022	50	220	34	198	2,000
SSLJ855023	50	230	34	208	2,000
SSLJ855024	50	240	34	218	2,000
SSLJ855025	50	250	34	228	2,000
SSLJ855026	50	260	34	238	1,000
SSLJ855029	50	290	34	268	1,000
SSLJ855030	50	300	34	278	1,000
SSLJ855031	50	310	34	288	1,000
SSLJ855032	50	320	34	298	1,000
SSLJ855035	50	350	34	328	1,000
SSLJ855040	50	400	34	378	1,000
SSLJ857520	75	200	59	178	2,000
SSLJ857522	75	220	59	198	2,000
SSLJ857525	75	250	59	228	2,000
SSLJ857526	75	260	59	238	1,000
SSLJ857530	75	300	59	278	1,000
SSLJ857532	75	320	59	298	1,000
SSLJ857533	75	330	59	308	1,000
SSLJ857534	75	340	59	318	1,000
SSLJ857513	75	130	59	108	2,000
SSLJ857521	75	210	59	188	2,000
SSLJ857555	75	550	59	528	500
SSLJ851015	100	150	84	128	1,000
SSLJ851017	100	170	84	148	1,000
SSLJ851018	100	180	84	158	1,000
SSLJ851019	100	190	84	168	1,000
SSLJ851020	100	200	84	178	1,000
SSLJ851024	100	240	84	218	1,000
SSLJ851025	100	250	84	228	1,000
SSLJ851027	100	270	84	248	1,000
SSLJ851033	100	330	84	308	1,000
SSLJ851040	100	400	84	378	500
SSLJ851041	100	410	84	388	500
SSLJ851060	100	600	84	578	500
SSLJ851533	150	330	134	308	500
SSLJ851515	150	150	134	128	1,000
SSLJ851517	150	170	134	148	1,000
SSLJ851518	150	180	134	158	1,000
SSLJ851520	150	200	134	178	1,000
SSLJ851524	150	240	134	218	1,000
SSLJ851526	150	260	134	238	500
SSLJ851530	150	300	134	278	500
SSLJ851532	150	320	134	298	500
SSLJ851538	150	380	134	358	500
SSLJ851540	150	400	134	378	500
SSLJ851570	150	700	134	678	500

商品コード	外寸		内寸		入数 枚/ケース
	幅(mm)	長さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	
SSLJ852024	200	240	180	218	500
SSLJ852025	200	250	180	228	500
SSLJ852027	200	270	180	248	500
SSLJ852030	200	300	180	278	500
SSLJ852032	200	320	180	298	500
SSLJ852033	200	330	180	308	500
SSLJ852034	200	340	180	318	500
SSLJ852035	200	350	180	328	500
SSLJ852040	200	400	180	378	500
SSLJ852527	250	270	230	248	500
SSLJ852530	250	300	230	278	500
SSLJ852532	250	320	230	298	500
SSLJ852533	250	330	230	308	500
SSLJ852535	250	350	230	328	500
SSLJ852537	250	370	230	348	500
SSLJ852540	250	400	230	378	500
SSLJ852544	250	440	230	418	500
SSLJ852548	250	480	230	458	500
SSLJ853035	300	350	280	328	500
SSLJ853039	300	390	280	368	500
SSLJ853043	300	430	280	408	500
SSLJ853539	350	390	330	368	500
SSLJ853540	350	400	330	378	500
SSLJ853544	350	440	330	418	500
SSLJ853545	350	450	330	428	500
SSLJ853550	350	500	330	478	500



(内寸・外寸とも±2mm程度の誤差がある場合がございます)