

プロリール プレミアム

PRO-REEL PREMIUM

オートクレーブ/E.Oガス用インジケータ付



9
サイズ
展開

オートクレーブ
EOガス両用

PVA不使用

ISO 11607

ISO 11140

メディカルデバイス(医療機器)の国際規格に適合 使いやすさと品質の両立を実現

ISO 11607に適合した性能要求テストをクリア。
ISO 11140・Type1のプロセッシングータ*を採用。
メディコムは世界で滅菌包材を販売しているため、
メディカルデバイスの国際規格に適合した製品を提供しています。

現場の皆様の「声」から改良を重ね より判別がしやすくなった インジケータ

作業効率の向上

定規等で測る手間を省略し作業時間を短縮

ロスの軽減

無駄なくまっすぐきれいに切りやすい

業務の標準化


誰でも同じようにきれいに切れる

文字部分までが変色し、
従来より視認性が向上

▼ EOガス
滅菌前 EO 滅菌後 EO

滅菌器の余熱やヒートシーラーとの
接触では変色しにくくなっています。

▼ オートクレーブ
滅菌前 AC 滅菌後 AC



使いやすいパッケージデザイン



● シーリング推奨温度: 170~220℃

オートクレーブ・EOガス両用 クラスB滅菌器対応 PVA不使用 リントフリー ISO 11607 ISO 11140

品名: プロリール プレミアム 滅菌ロール

品番	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JPG533010	50mm×200m	34mm	1ロール	4箱	4894476014205
JPG533020	75mm×200m	59mm			4894476014212
JPG533030	100mm×200m	84mm			4894476014236
JPG533040	150mm×200m	134mm			4894476014267
JPG533050	200mm×200m	180mm	1ロール	2箱	4894476014281
JPG533060	250mm×200m	230mm			4894476014304
JPG533070	300mm×100m	280mm	1ロール	1箱	4894476014328
JPG533080	350mm×100m	330mm			4894476014335
JPG533090	400mm×100m	380mm			4894476014366

※インジケータの色は実際の色とは異なります。

※インジケータは、プロセスインジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを
区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

販売代理店

A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【コンシューマー/インダストリアル事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

【Eコマース/カタログ事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com ④ www.medicom-japan.com




サイトはこちらから▶

	品番	外寸		内寸		入り数 枚/ケース
		幅(mm)	長さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	
1	SSLJ855013	50	130	34	108	2,000
2	SSLJ855018	50	180	34	158	2,000
3	SSLJ855019	50	190	34	168	2,000
4	SSLJ855020	50	200	34	178	2,000
5	SSLJ855022	50	220	34	198	2,000
6	SSLJ855023	50	230	34	208	2,000
7	SSLJ855024	50	240	34	218	2,000
8	SSLJ855025	50	250	34	228	2,000
9	SSLJ855026	50	260	34	238	1,000
10	SSLJ855029	50	290	34	268	1,000
11	SSLJ855030	50	300	34	278	1,000
12	SSLJ855031	50	310	34	288	1,000
13	SSLJ855032	50	320	34	298	1,000
14	SSLJ855035	50	350	34	328	1,000
15	SSLJ855040	50	400	34	378	1,000
16	SSLJ857513	75	130	59	108	2,000
17	SSLJ857515	75	150	59	128	2,000
18	SSLJ857520	75	200	59	178	2,000
19	SSLJ857521	75	210	59	188	2,000
20	SSLJ857522	75	220	59	198	2,000
21	SSLJ857525	75	250	59	228	2,000
22	SSLJ857526	75	260	59	238	1,000
23	SSLJ857530	75	300	59	278	1,000
24	SSLJ857532	75	320	59	298	1,000
25	SSLJ857533	75	330	59	308	1,000
26	SSLJ857534	75	340	59	318	1,000
27	SSLJ857555	75	550	59	528	500
28	SSLJ851015	100	150	84	128	1,000
29	SSLJ851017	100	170	84	148	1,000
30	SSLJ851018	100	180	84	158	1,000
31	SSLJ851019	100	190	84	168	1,000
32	SSLJ851020	100	200	84	178	1,000
33	SSLJ851024	100	240	84	218	1,000
34	SSLJ851025	100	250	84	228	1,000
35	SSLJ851027	100	270	84	248	1,000
36	SSLJ851033	100	330	84	308	1,000
37	SSLJ851040	100	400	84	378	500
38	SSLJ851041	100	410	84	410	500
39	SSLJ851060	100	600	84	600	500
40	SSLJ851515	150	150	134	128	1,000
41	SSLJ851517	150	170	134	148	1,000
42	SSLJ851518	150	180	134	158	1,000
43	SSLJ851520	150	200	134	178	1,000
44	SSLJ851524	150	240	134	218	1,000
45	SSLJ851526	150	260	134	238	500
46	SSLJ851530	150	300	134	278	500
47	SSLJ851532	150	320	134	320	500
48	SSLJ851533	150	330	134	308	500
49	SSLJ851538	150	380	134	358	500
50	SSLJ851540	150	400	134	378	500

	品番	外寸		内寸		入り数 枚/ケース
		幅(mm)	長さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	
51	SSLJ851548	150	480	134	458	500
52	SSLJ851570	150	700	134	678	500
53	SSLJ852024	200	240	180	218	500
54	SSLJ852025	200	250	180	228	500
55	SSLJ852027	200	270	180	248	500
56	SSLJ852030	200	300	180	278	500
57	SSLJ852032	200	320	180	298	500
58	SSLJ852033	200	330	180	308	500
59	SSLJ852034	200	340	180	318	500
60	SSLJ852035	200	350	180	328	500
61	SSLJ852040	200	400	180	378	500
62	SSLJ852070	200	700	180	678	500
63	SSLJ852527	250	270	230	248	500
64	SSLJ852530	250	300	230	278	500
65	SSLJ852532	250	320	230	298	500
66	SSLJ852533	250	330	230	330	500
67	SSLJ852535	250	350	230	328	500
68	SSLJ852537	250	370	230	348	500
69	SSLJ852540	250	400	230	378	500
70	SSLJ852544	250	440	230	418	500
71	SSLJ852548	250	480	230	458	500
72	SSLJ853035	300	350	280	328	500
73	SSLJ853039	300	390	280	368	500
74	SSLJ853043	300	430	280	408	500
75	SSLJ853539	350	390	330	368	500
76	SSLJ853540	350	400	330	378	500
77	SSLJ853544	350	440	330	418	500
78	SSLJ853545	350	450	330	428	500
79	SSLJ853550	350	500	330	478	500
80	SSLJ854050	400	500	380	478	500
81	SSLJ854056	400	560	380	538	500
82	SSLJ854070	400	700	380	678	500

(内寸・外寸とも±2mm程度の誤差がある場合がございます)



(フィルム面)