

ストレスを感じさせない、
ライトでクリアな視界。



メガネとの
併用もOK!



SafeMask

Protective Eyewear

メディコム アイウエア

メディコム アイウエアの特長

- 使い捨てタイプなので衛生的です。
- ワイドフィルム採用で視野角度が非常に広がっています。
- 箱を開けてすぐに取り出して使用できます。
- 約10gと非常に軽量なライト ウェイトタイプ。
- くもり止め加工を施しています。
- メガネとの併用も可能です。

品 番：MED0002900

サイズ：フロント全幅148×縦80×テンプル長さ150mm

入り数：1ケース/6箱（10セット/箱）

JANコード：4894476007894



約10gと軽量かつワイドフィルム採用で視野が非常に広がっています。
クリアな視界とライトな心地が着用時に感じるストレスを軽減します。
セットされた状態で入っていますので、取り出してすぐ使用できます。
(10セット入り)

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【メディカル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
TEL : 078-327-2444 FAX : 078-327-2112

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🌐 www.medicom-japan.com

🔍 メディコムジャパン

Website

