



A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【 代 表 】 TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】 TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】 TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【コンシューマー/インダストリアル事業部】 TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

【Eコマース/カタログ事業部】 TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲

PEGASUS FULL SOLUTION for SPD/CSSD

貴院の業務に即したカスタマイズで

中央材料室での利便性を追求し 衛生的かつスムーズな運用を実現

北欧で生まれたペガサスは、20年以上の導入実績を有し、世界各国の医療現場を支え続け、不潔、清潔のエリアを問わず、衛生的で機能性に優れた製品を取り揃えています。包括かつ統合された医療用保管製品とソリューションを提供し、中央材料室のさまざまな業務に対応します。



[ハイジアラックシステム] 物品管理が容易な保管ラック

ハイジアラックシステムは、高い清掃基準が求められるエリアのために設計された保管ラックです。手術室や中央材料室に最適です。

[アポロカート] 使いやすい保管・搬送カート

軽量で頑丈なので、保管と輸送の両方に最適です。スムーズなキャスターで作業負担を軽減できます。用途によって、中が見えるガラス扉を設置可能です。

サイズの統一で業務効率化を実現

ISO規格サイズ(600×400mm、300×400mm)で統一しているため、トレイなどを相互に入替することが可能。医療材料や薬品をより効率的に収納し、業務の効率化をサポートします。



無駄なくスペースを有効活用

スペースを有効活用した取り出しやすい保管を実現でき、作業負担を軽減できます。

Before After ハイジアラックシステムの場合



- コンテナを重ねて保管
- 無駄な空間が多い
- 重く清掃がしにくい
- 取り出しにくく腰等への負担が多い
- コンテナを一つずつ収納
- スペースの有効活用
- アルミニウム製で軽量のため清掃が容易
- スライドレールで楽な取り出し

HYGIEIA RACK SYSTEM

【ハイジアラックシステム】
物品管理が容易な保管ラック

人的エラーや準備時間の短縮に
【ラベリングシステム】

ラベルが元の位置に残るため、どこに戻せば良いのかが
わかりやすく、管理が容易になります。


清潔な環境を保持しやすく

【穴がない完全密封構造】
表面の清掃が容易にできます。

【軽量剛耐性アルミニウム製】
軽量で操作しやすく錆びにくい仕様です。

導線を短く作業スペースを広く


【伸縮スライドレール】
耐荷重30kgまでのスライドレールは、しっかり伸びて取
り出しやすく、作業者の負担を軽減します。



選べるタイプ

U Type

奥行きが長い
壁一面の収納力を
高めます。



E Type

横幅が広い
商品の視認性を
向上させます。



連結：横に3連まで可能



Eタイプ・2連の場合



Uタイプ・3連の場合

APORO CARTS

【アポロカート】
使いやすい保管・搬送カート

収納と移動がどちらも可能に

【軽量カート本体】

アルミニウム製と樹脂製のパネルを組み合わせ、カート
本体を軽量化。医療材料の搬送性を向上しています。

【サイズバリエーション】

現場に合わせたバリエーションを豊富に揃えています。

清潔を保持しやすい仕様も

【強化ガラス】

強化ガラス両扉の特注仕様もあります。

移動の際もスムーズでラクラク

【大口径のキャスター】

作業者の負担を軽減します。



選べるタイプ

U Type

奥行きが長い
壁一面の収納力を
高めます。



E Type

横幅が広い
商品の視認性を
向上させます。



高さ：3段階 (APL-2.0、APL-3.0、APL-4.0)
連結：横に2連まで可能



Uタイプ・
APL-4.0・2連の場合
【付属トレイ】
Sサイズ×2、Mサイズ×4、
Lサイズ×2



Eタイプ・
APL-2.0・2連の場合
【付属トレイ】
Sサイズ×2、Mサイズ×2、
Lサイズ×1

	Uタイプ	Eタイプ
APL-2.0 108.8cm		
APL-3.0 146.3cm		
APL-4.0 183.8cm		

NO Touch™

接触せず衛生的に器具の搬送が可能

ISO規格サイズで統一されたトレイは、ラックにもカートにも入替が可能。ラックとカートの連携により、器具と人の接触をさせません。

Before




After



▲触れずに移動可能

滅菌ラップでも滅菌コンテナでも対応可能です。



NO Touch ACCESSORIES

ワイヤーバスケット



WSB104060SS
Mサイズ: W600×D400×H100mm



WSB204060SS
Lサイズ: W600×D400×H200mm

ワイヤーシェルフ



SSS6040WH
サイズ: W600×D400



SSS3040WH
サイズ: W300×D400

CS PS ACCESSORIES

コンテナを積み重ねずに保管できるため、破損や傷がつくリスクを抑制します。スライドトレイはハンドルで色分けが可能です。

ワイヤーシェルフスライド式
ステンレス製



Uタイプ
WSINSTRSS
サイズ: W600×D400

ステンレス平板
ステンレス製



Uタイプ
SSUCNTSHELF
サイズ: W300×D400

ハンドル (1パック10個入り)



マットアルミ
HND-L112MM-ALU
レッド
HND-L112MM-RED
ブルー
HND-L112MM-BLUE
イエロー
HND-L112MM-YLW



トレイ・バスケット・平板

素材: ABSポリカーボネード、最大積載量: 40kg

600mm×400mm

カラー: クリーム



T05460
Sサイズ: W600×D400×H50mm

カラー: クリアー



T05460PC
Sサイズ: W600×D400×H50mm



T104060
Mサイズ: W600×D400×H100mm



T104060PC
Mサイズ: W600×D400×H100mm



T204060
Lサイズ: W600×D400×H200mm



T204060PC
Lサイズ: W600×D400×H200mm



Eタイプ
SHELFHPLFSE
サイズ: W600×D400

Uタイプ
SHELFHPLFS
サイズ: W600×D400

400mm×300mm

カラー: クリーム



T053040
Sサイズ: W400×D300×H50mm

カラー: クリアー



T053040PC
Sサイズ: W400×D300×H50mm



T103040
Mサイズ: W400×D300×H100mm



T103040PC
Mサイズ: W400×D300×H100mm



T203040
Lサイズ: W400×D300×H200mm



T203040PC
Lサイズ: W400×D300×H200mm

ハンドル アポロカート用



Eタイプ
APLALPHE

Uタイプ
APLALPHU

仕切り板

素材: ABSポリカーボネード、カラー: クリーム

L600mm

D0560

Sサイズ (H50mm用):
600mm×50mm



D1060

Mサイズ (H100mm用):
600mm×100mm



D2060

Lサイズ (H200mm用):
600mm×200mm



L400mm

D0540

Sサイズ (H50mm用):
400mm×50mm



D1040

Mサイズ (H100mm用):
400mm×100mm



D2040

Lサイズ (H200mm用):
400mm×200mm



L300mm

D0530

Sサイズ (H50mm用):
300mm×50mm



D1030

Mサイズ (H100mm用):
300mm×100mm



※仕切り板にはクリアーもごさいます。

トレイストッパー

素材: ABSポリカーボネード



トレイストッパーの付け方を変えることで、引出すトレイの角度を変更できます。



BSKSTPNW



PNWLSET

トレイ用ホルダー



Tホルダー
THLDR



ディバイダーロック
DIVLCKS



ネームホルダー
LBLHLD

カラーラベル

視覚的に判別できるラベルで効率的に。



ハンドル
カラー: クリーム

Eタイプ
LBL-HDL-E-B
Uタイプ
LBL-HDL-U-B

ラベル

Eタイプ
ブルー
LBL-HDL-E-BP
グリーン
LBL-HDL-E-GP
レッド
LBL-HDL-E-RP
イエロー
LBL-HDL-E-YP

Uタイプ

ブルー
LBL-HDL-U-BP
グリーン
LBL-HDL-U-GP
レッド
LBL-HDL-U-RP
イエロー
LBL-HDL-U-YP

