

Earloop Mask

# PRO-LANE RELAX

プロレーンマスク リラックス



## 医療現場で愛され続ける 「プロレーンマスク」シリーズ

プロレーンマスク リラックスは、プロレーンマスクの防護性能と快適性を両立した、着用者に優しいサージカルマスクです。



### 新色「ライラック」を追加

ライラックの花は、緊張をほぐし、リラックス効果があると言われます。そのカラーをイメージした「ライラック」を追加しました。

ライラック

## 国際規格を上回る高いフィルター性能

**BFE**  
≥99.0%\*

細菌を含む、平均約3μmの粒子が通過した率を示します

高性能フィルター

空気

呼気

※実測値

サージカルマスクの国際規格  
ASTM F2100-19 レベル1の  
数値を全項目で上回っています。

**血液不浸透性**  
≥80mmHg\*

液体(血液)が飛散した場合、どの程度の圧力にまで耐えうるかを示します

PFE

≥99.0%\*

平均約0.1μmの微粒子が通過した率を示します

### 口もと快適 立体プリーツ



口元に確保されたスペース、肌への接触面積が少なくなるマスク形状により、着用時の不快感を低減します。



### ピッタリが持続する アルミニウム製

ノーズピースにアルミニウムを採用。顔の形にピッタリフィットし、防護性を高めています。



### 耳が痛くなりにくい 幅広ソフトゴム

幅広のソフトゴムを使用することで、長時間の着用でも耳が痛くなりにくくなっています。



## 豊富なカラーバリエーション

- 診療科や勤務時間帯を色で分かりやすく
- ユニフォームとのコーディネートに

レギュラーサイズ



ホワイト



ピンク



ブルー



ライラック

Sサイズ



ホワイト



ピンク

品名: プロレーンマスク リラックス

サイズ	品番	カラー	JANコード	入り数(箱)	入り数(ケース)
レギュラーサイズ 約89×178mm	PLEJMA2714	ホワイト	4894476007269	50枚	40箱
	PLEJMA2716	ピンク	4894476007900		
	PLEJMA2715	ブルー	4894476007887		
	JMK222411	ライラック	4894476036405		
Sサイズ 約89×162mm	PLEJM2714S	ホワイト	4894476010085	50枚	40箱
	PLEJM2716S	ピンク	4894476010092		

※パッケージデザイン・チラシの内容は予告なく変更する場合がございます。

販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

[メディカル事業部] TEL:078-327-2444 FAX:078-333-2112

[デンタル事業部] TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

[代表] TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲