

メガネが曇りにくい快適マスク

SafeMask Premier Anti-Fog



セーフマスク プレミア アンチフォグ



ゴーグルやルーペなどの「曇り」を軽減

医療用

マスクの鼻部分にあるメッシュの「アンチフォグ加工」が、
呼気漏れを減らして眼鏡の曇りを抑えます。



自由に曲がってキープするアルミニウム製のノーズピースがフィット感を高めます。
耳ひもには耳が痛くなりやすい柔らかい素材の幅広ソフト型を使用し、長時間の使用でも快適な心地です。



JIS T 9001医療用マスク クラスI

自社工場生産品

品名:セーフマスク プレミア アンチフォグ

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
PMRJMK2383	約89×175mm	ホワイト	50枚	10箱	4894476003964



マイクロスコープや顕微鏡のご使用時にも

販売代理店

A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代 表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【コンシューマー/インダストリアル事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

【Eコマース/カタログ事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com ④ www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲

※パッケージデザイン・掲載の内容は予告なく変更する場合がございます。※使用している写真、図、イラストはイメージです。 2025.06.05