

治療中、アイウェアやメガネが曇りにくい。

メガネを掛ける
歯科従事者様
にお勧めしたいマスク



※メディコムジャパン営業内調べ

メガネが曇りにくい快適マスク

SafeMask® Premier Anti-Fog

セーフマスク プレミア アンチフォグ



マイクロスコープご使用時にも


医療用マスク



自社工場生産品

JIS T9001 医療用マスククラスI

マスクの鼻部分にあるメッシュの「アンチフォグ加工」が、呼気漏れを減らして眼鏡の曇りを抑えます。



自由に曲がってキープするアルミニウム製のノーズピースがフィット感を高めます。耳が痛くなりやすいワイドイヤーループで、長時間の使用でも、快適なつけ心地です。

品番	カラー	サイズ	入り数	定価	JANコード
PMRJMK2383	ホワイト	縦89mm×横178mm	1ケース/10箱(50枚/箱)	オープン	4894476003964

販売代理店

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【デンタル事業部】

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 [メディコムジャパン](#)

Website

