



「アイウェア・顕微鏡を使用する方」のために開発
メガネが曇りにくいマスク



— EAST

デンタルクリニックK
渥美 克幸先生 歯科医師

クリニック情報

デンタルクリニックK
〒332-0006 埼玉県川口市末広1-2-13



メッシュの折り返しと
アルミのノーズピースが
隙間をしっかりと抑えてくれる



「見る」ことが大切な歯科治療に
視界の曇りは厳禁

小さな歯の患部を確実に「見る」ということは、歯科治療の基本であり非常に大切なことです。私の医院では、すべてのチェアにマイクロスコープを設置しています。その使用の際もこのマスクは非常に重宝していますし、アイウェアを着用した治療の際にも非常に有効ですね。



オフでは好きな洋服に合わせて
クリアな視界でリフレッシュ

洋服が好きで、自分でコーディネートしたりして楽しんでいます。そのコーディネートに合わせて、メガネも色々持っていますよ。せっかくの休日はクリアな視界でストレスなく過ごしたいですね。

※個人の感想であり、効果・効能を保証するものではありません。
※医師が特定の商品を公認および推奨するものではありません。



アイウェアやスコープ使用時にも
セーフマスク プレミア アンチフォグ

構造：飛沫に強い3層構造(液体防護性：80mmHg)
ろ過精度、呼吸抵抗：BFE≥99%、PFE≥99%(0.1μm)、VFE≥99%、ΔP<4.0
サイズ：【ふつうサイズ】89×178mm
枚数：50枚

商品番号	サイズ	JANコード
PMRJMK2383	ふつうサイズ	4894476003964

