

治療中、
アイウェアやメガネが
曇りにくい。

メガネが曇りにくい快適マスク

SafeMask® Premier Anti-Fog

セーフマスク プレミア アンチフォグ



マイクロスコープご使用時にも




医療用マスク



自社工場生産品

JIS T9001 医療用マスククラスI

マスクの鼻部分にあるメッシュの「アンチフォグ加工」が、呼気漏れを減らして眼鏡の曇りを抑えます。



自由に曲がってキープするアルミニウム製のノーズピースがフィット感を高めます。耳が痛くなりやすいワイドイヤーラップで、長時間の使用でも、快適なつけ心地です。

品番	カラー	サイズ	入り数	JANコード
PMRJMK2383	ホワイト	縦89mm×横178mm	1ケース/10箱(50枚/箱)	4894476003964

販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【メディカル事業部】

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
TEL : 078-327-2444 FAX : 078-327-2112

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

