

ASTM
LEVEL 1

日常や職場での
あらゆるシーンに。



食品



介護



その他

高い防護性能と優れたコストパフォーマンス

世界のプロフェッショナルが認めたサージカルマスク

Pro Care

Earloop Face Masks

プロケアイヤーループマスク

LEVEL 1

BFE 98% at 3 μ m


LATEX FREE



50
masks
Color/WHITE


メディコムプロケアイヤーループマスクは医療用マスクの国際規格、ASTM F2100-19に準拠した高い防護性能を有しながらも、コストパフォーマンスに優れたサージカルマスクです。

快適さと防護性を兼ね備えた高機能



PVCコーティングのWワイヤーノーズピースが、形状をしっかりキープしフィット感が持続します。

高機能3層フィルター




イヤーループは外側に溶着し、肌への摩擦を軽減しています。

伸縮性に優れたラテックスフリーのイヤーループ。耳への負担を軽減します。

しっかりと隙間を防ぐサイドライン

三層構造フィルターによる優れたバリア性能



ASTMとは、世界最大の国際標準化・規格設定機関です。日本においては、サージカルマスクを販売する上で、性能規格基準が存在していないため、米国での標準基準となるASTM F2100-19にて性能を表しています。

サイズ	品番	カラー	サイズ	入り数	JANコード	定価
レギュラー	JMK211683	ホワイト	89mm×178mm	1ケース/40箱(1箱/50枚)	4894476018463	オープン
Sサイズ	JMK211683S	ホワイト	89mm×165mm	1ケース/40箱(1箱/50枚)	4894476018456	オープン

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【代 表】

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
TEL : 078-327-2333 FAX : 078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

