

医療の現場をはじめ、
研究などさまざまな分野に

【構造】液体防護性:160mmHg

【呼吸抵抗】吸入:35mmH₂O、呼出:25mmH₂O

微細な物質の吸入・吸引防止に

「マクライト N95マスク」は、捕集効率試験において、0.3 μ mのNaCl粒子を95%以上捕集します。

N95規格マスク

米国NIOSH(国立労働衛生安全研究所)承認のN95規格マスクです。

快適に使える立体構造

立体構造で口元を圧迫しないので呼吸がしやすく、ノーズ部分はウレタンフォームと被覆ワイヤーでしっかりフィットしながらも鼻が痛くなりにくい仕様です。オーバーヘッドタイプです。

個包装で折りたたみ式

コンパクトな折りたたみ式で個包装のため携帯に便利です。



ノーズ部分：
ウレタンフォームと被覆ワイヤー



品名:マクライト N95マスク **個包装**

品番	カラー	サイズ	入り数(箱)	入り数(ケース)
SEKURAX	ホワイト	約156x112mm	30枚	12箱

