

ディスプレイザブルエプロン

SafeBasics™

セーフベーシック プラスチックエプロン



WHITE | 50 GOWNS
ホワイト | 50 枚入り




BLUE | 50 GOWNS
ブルー | 50 枚入り



PINK | 50 GOWNS
ピンク | 50 枚入り

患者様と医療スタッフを
交差感染から守ります。

未滅菌



フリーサイズ

- ① 117cm
- ② 71cm
- ③ 22cm
- ④ 20cm

全てに±10mmの寸法誤差があります。

はがしやす
いミシン目
入りです。
首にかけた
紐の部分
を強く引い
て切って
ください。
簡単
にとりはず
せます。



飛沫感染・接触感染予防対策用

- 患者様と接する場合や、血液・体液に触れる可能性がある場合に使用します。
- ソフトなポリエチレン製なのでバリアー性が高く体液等を通しません。
- 医療従事者の衣服から出るほこりを防ぎ、交差感染を予防します。
- 3色のカラーバリエーションで、職種や感染の危険度、スタッフの色分けなどに利用することができます。

プラスチック エプロンの特長

- 血液や体液、薬液等の飛散から着用者を守ります。
- バリアー性の高い、ソフトなポリエチレン製です。
- 静電気防止加工済みなので、緊急時にも着脱が容易です。
- 取り出しやすいティッシュボックスタイプの箱に入っています。
- ポリエチレン素材のため、焼却しても有害な物質が発生しません。

使い捨て
タイプ

未滅菌

フリーサイズ

品番	カラー	入り数	JANコード
SFBGGW5683	ホワイト	20箱/ケース(50枚/箱)	4894476007580
SFBGGW5682	ブルー	20箱/ケース(50枚/箱)	4894476007573
SFBGGW5679	ピンク	20箱/ケース(50枚/箱)	4894476007566

販売代理店

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【デンタル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

