

SafeBasics™

セーフベーシック プラスチックエプロン



WHITE | 50 GOWNS
 ホワイト | 50 枚入り

BLUE | 50 GOWNS
 ブルー | 50 枚入り

PINK | 50 GOWNS
 ピンク | 50 枚入り

 患者様と医療スタッフを
 交差感染から守ります。

未滅菌


フリーサイズ

- ① 117cm
- ② 71cm
- ③ 22cm
- ④ 20cm

 全てに±10mmの寸法
 誤差があります。

 はがしやすい
 ミシン目
 入りです。
 首にかけた
 紐の部分
 を強く引
 いて切っ
 てくださ
 い。簡単
 にとりは
 ずせま
 す。


飛沫感染・接触感染予防対策用

- 患者様と接する場合や、血液・体液に触れる可能性がある場合に使用します。
- ソフトなポリエチレン製なのでバリアー性が高く体液等を通しません。
- 医療従事者の衣服から出るほこりを防ぎ、交差感染を予防します。
- 3色のカラーバリエーションで、職種や感染の危険度、スタッフの色分けなどに利用することができます。

プラスチック エプロンの特長

- 血液や体液、薬液等の飛散から着用者を守ります。
- バリアー性の高い、ソフトなポリエチレン製です。
- 静電気防止加工済みなので、緊急時にも着脱が容易です。
- 取り出しやすいティッシュボックスタイプの箱に入っています。
- ポリエチレン素材のため、焼却しても有害な物質が発生しません。

 使い捨て
 タイプ

未滅菌

フリーサイズ

| 品番 | カラー | 入り数 | JANコード |
|------------|------|----------------|---------------|
| SFBGGW5683 | ホワイト | 20箱/ケース(50枚/箱) | 4894476007580 |
| SFBGGW5682 | ブルー | 20箱/ケース(50枚/箱) | 4894476007573 |
| SFBGGW5679 | ピンク | 20箱/ケース(50枚/箱) | 4894476007566 |

 発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
 【メディカル事業部】

 〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
TEL : 078-327-2444 FAX : 078-327-2112

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

