



メディコムジャパンは、全国マスク工業会の会員です。

メディコムジャパンのマスクは、全国マスク工業会の定める『マスクの表示・広告自主基準』と『衛生マスクの安全・衛生自主基準』を遵守したマスクです。安心してお求めください。

# 眼鏡が曇りにくい アンチフォグマスク

セーフマスク

ソフスキン タイオン アンチフォグ

ラテックスフリー

アルミニウム板ノーズピース



呼吸を抑えて眼鏡が曇りにくい、メッシュのアンチフォグ加工



ぴったり沿ってフィットする、アルミニウム製ノーズピース

- マスクの鼻部分にあるメッシュの「アンチフォグ加工」が、呼吸漏れを減らして眼鏡の曇りを抑えます。
- 自由に曲がってキープするアルミニウム製のノーズピースがフィット感を高めます。
- 紐で固定するタイオンタイプで、長時間着用するのに適しています。
- 内側の素材にティッシュ地のメディカルペーパーを採用、敏感肌の方にも安心です。
- 欧州規格EN14683 TYPE2に適合しています。

品番	カラー	サイズ	入り数	JANコード
SFSH2050BF	ブルー	縦89mm×横178mm	1ケース/6箱(50枚/箱)	4897008638795

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**  
【メディカル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F  
TEL : 078-327-2444 FAX : 078-327-2112

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

