

SafeTouch Advanced PRO 400

抗がん剤耐性(12種類):ASTM D 6978-05

洗浄・消毒にロングカフ

「セーフタッチ ニトリルグローブアドバンスプロ400」は、全長約400mmのロングカフ仕様と検査・検診用手袋規格の3~4倍の厚み、加えて指先から掌部まで施したすべり止めと、一般的な検査・検診用手袋とは異なる特長を有したニトリルゴム製手袋です。

器具の再生処理時に：キャップ／フェイスシールド／ガウンと一緒にお使いください

使用済み医療器材の再生処理に従事される方々の安全性を高めるため、個人用防護具の一つである手袋の適切な選定がより重要となっています。



ロングカフ

前腕部までを保護し、感染性物質や化学物質による曝露リスクを低減します。



約400mm
ひじ下あたりまでの長さです。(個人差があります)



優れた耐久性

掌部厚み0.16mm以上、指部厚み0.19mm以上。検査・検診用ニトリルグローブの国際規格(ASTM D 6319)より約3~4倍の厚みがあり、作業中の破れや鋭利器材による事故のリスクなどを抑制します。

優れたグリップ力

指部から掌部にかけてすべり止めを施しています。グリップ力に優れ、すべりにくいため、滅菌物や高額医療機器の滑落を軽減します。



パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用 ASTM D 6978-05

品名：セーフタッチ ニトリルグローブ アドバンスプロ 400

品番	サイズ	掌幅	全長	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
SFTGN1196B	S	約83mm	395mm以上	ブルー	50枚	10箱	4894476009959
SFTGN1196C	M	約95mm					4894476009966

販売名：セーフタッチ ニトリルグローブ アドバンスプロ 400 一般医療機器 製造販売届出番号：28B3X00001000047

販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【CI/EC事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com 地球 www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲