

厚手で吸水性に優れた 内視鏡清拭用ワイパー



内視鏡スコープの清拭に最適。

SafeTouch[®] Medi Sorb

セーフタッチ[®] メディソープ 多目的ワイパー

パルプ・ポリエステル・レーヨンの
混合不織布です。

リントが出にくく、
高い引張強度を持っています。

柔らかく、心地よい肌触りと
吸水性を両立しています。

様々な医療器械の清拭に
ご使用いただけます。



品番	サイズ	入り数	JANコード
SFTGNW4033	35 × 30 cm	12箱/ケース(100枚/箱)	4894476002042

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【メディカル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
TEL : 078-327-2444 FAX : 078-327-2112

✉ info@medicom-japan.com

www.facebook.com/medicomjapan

www.medicom-japan.com

メディコムジャパン

Website

