

アレルギーの原因となる「加硫促進剤」不使用

“手袋による手荒れ”を軽減し、
健やかな手を守ります。

SafeTouch[®] NEO

セーフタッチ ネオ

Textured Nitrile Medical Examination Gloves ニトリルグローブ 滑り止め加工付き

手袋による手荒れに悩む 医療従事者の一助となるように

メディコム「セーフタッチネオニトリルグローブ」は、アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用せずに製造した検査検診用のニトリルグローブです。さらにラテックスフリー、パウダーフリーでアレルギーリスクをできる限り抑制しています。



あなたの手肌を守る。加硫促進剤不使用のニトリルグローブ



医療従事者のアレルギー性接触皮膚炎の多くが、手袋の製造時に使用される「加硫促進剤」が原因と言われています。加硫促進剤によるアレルギー反応はタイプIV遅延型アレルギーに分類され、痒みを伴う紅斑、浮腫、漿液性丘疹、乾燥、亀裂が出現します。

また、慢性化すると難治化し手荒れの状態が続く事となり化学物質への曝露量が増え、さらにアレルギー性接触皮膚炎を発症しやすくなる悪循環に陥ってしまいます。そして、手袋を着用する機会が多い医療従事者は一般の人よりも約4倍もタイプIV遅延型アレルギーの発症リスクが高くなっています。

メディコム「セーフタッチネオニトリルグローブ」は、手袋を使用する方のこうした状況を改善する為に、開発された「加硫促進剤不使用」のニトリルグローブです。

優れた強度と耐久性

国際規格にも適合した、優れた引張強度と伸張性を有しています。



食品衛生法適合

食品衛生法に適合しており、口腔内でも安心して使用頂けます。



SafeTouch® NEO セーフタッチ ネオ

ホワイト

品番	サイズ	入り数	参考医院価格	JANコード
SFTJN1134A	XS	10箱/ケース (200枚/箱)	オープン	4894476005500
SFTJN1134B	S			4894476005517
SFTJN1134C	M			4894476005524
SFTJN1134D	L			4894476005531

ブルー

品番	サイズ	入り数	参考医院価格	JANコード
SFTJN1139A	XS	10箱/ケース (200枚/箱)	オープン	4894476006965
SFTJN1139B	S			4894476006972
SFTJN1139C	M			4894476006989
SFTJN1139D	L			4894476006996

引張強度	ASTM D412
最大伸長度	ASTM D412
抗がん剤浸透性	ASTM D6978-05

サイズ	XS	S	M	L
掌部幅	約75mm	約85mm	約95mm	約105mm
全長(※当社調べ)	約230mm以上			
厚み	掌部:約0.06mm以上 指先:約0.08mm以上			

販売代理店

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【デンタル事業部】

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🌐 www.medicom-japan.com

🔍 メディコムジャパン

Website

