



「手袋による手荒れに悩む
すべての人に」



【セーフタッチ ネオ】

SAFE TOUCH NEO

ACCELERATOR FREE

Textured Nitrile Medical Examination Gloves

加硫促進剤を使用していない
ニトリルグローブです。

アレルギーの主な要因となる、天然ゴムや加硫促進剤を
使わずに開発された、次世代の検査診察用のニトリルグローブです。

ラテックスフリー、パウダーフリーによるアレルギーリスクをできる限り抑制しています。

食品衛生法適合 一般医療機器 医 03
手術用手袋及び指サック非天然ゴム製検査・検診用手袋 製造販売届出番号 28B3X00001000043

WHITE BLUE



200 GLOVES

「予防に勝る治療はない」と、私たちは考えています。



私達は手荒れやアレルギーに悩む方々の力になりたいと日々思っています。アレルギーを抑える事は現代では未だ非常に難しい事です。最も効果的な方法はアレルギーに接触しない事だと私達は考えます。「予防に勝る治療はない」と。私達は加硫促進剤フリーの手袋を推奨いたします。

優れた強度と耐久性

国際規格にも適合した優れた引張強度と伸張性を有しています。



抗がん剤耐性試験

ASTM D 6978-05化学療法耐性試験に適合しています。



ホワイト

品番	サイズ	入り数	JANコード
SFTJN1134A	XS	10箱/ケース(200枚/箱)	4894476005500
SFTJN1134B	S		4894476005517
SFTJN1134C	M		4894476005524
SFTJN1134D	L		4894476005531

ブルー

品番	サイズ	入り数	JANコード
SFTJN1139A	XS	10箱/ケース(200枚/箱)	4894476006965
SFTJN1139B	S		4894476006972
SFTJN1139C	M		4894476006989
SFTJN1139D	L		4894476006996

サイズ	XS	S	M	L
掌部幅	約75mm	約85mm	約95mm	約105mm
全長(※当社調べ)	約230mm以上			
厚み	掌部:約0.06mm以上 指先:約0.08mm以上			

引張強度	ASTM D412
最大伸長度	ASTM D412
抗がん剤浸透性	ASTM D6978-05

※パッケージデザイン・チラシの内容は予告なく変更する場合がございます。

