

# SafeWear

## セーフウェア SMSアイソレーションガウン

未滅菌 | レギュラー

AAMI レベル1 のバリア性

超音波溶着での縫製

袖口にニット素材を使用

AAMIが定める  
バリア性レベル


Least Protective → Most Protective



AAMIレベルは、ガウンやドレープのバリア性能を4段階で示した世界的な基準です。医療従事者および患者さまへの感染リスクを低減するために、手技や予測される手術時間、血液量等に応じて適切なバリア性能を備えたガウンやドレープを選択することが推奨されています。セーフウェア SMS アイソレーションガウンは、AAMIレベル1に適合するガウンです。



防護性が高く、  
通気性の良い素材を使用。



サイズ (±1cm程度の誤差あり)

①着丈:122cm ②身幅:66cm  
③肩幅:23cm ④袖丈:58cm



品番

カラー

入り数

JANコード

SFWGGW824R

イエロー

5パック/ケース(10枚/パック)

4894476009416

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**  
【メディカル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F  
TEL : 078-327-2444 FAX : 078-327-2112

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

