

セーフマスク フェイスシールド

SAFE+MASK®



広範囲顔面防御用フェイスシールド

- 医療従事者の顔面に対する血液曝露による感染を防御します。
- 高透明度・広視野を確保したラウンドタイプシールドで、広い範囲の顔面防御が可能です。
- 顔面・マスクへの直接飛沫を防御します。特に、多量の液体曝露が予測される場合に有効です。
- シールド内面にはAF(曇り止め)加工済みです。
- 額との接触部分は柔らかく厚みのあるウレタンにより圧迫感がありません。
- 長時間の装着でも疲れにくい薄型軽量(約28g)です。
- 眼鏡及びマスクとの併用が可能です。
- AORNやOSHAでは曝露に対し、口、鼻、及び眼の粘膜を保護することを推奨しています。

※AORN : Association of periOperative Registered Nurses (米国周手術期看護師協会)
 ※OSHA : Occupational Safety & Health Administration (米国職業安全衛生管理局)

- 使い捨てタイプ
- 未滅菌
- フリーサイズ



品番	サイズ	入り数	JANコード	参考医院価格
JFS732033	幅約325 x 高さ約225 x 厚み(ウレタン部)約43mm	1ケース/4箱(30枚/箱)	4894476009874	¥8,400/箱

販売代理店

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
 【デンタル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
 TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📱 www.facebook.com/medicomjapan

🌐 www.medicom-japan.com

🔍 メディコムジャパン

Website

