

高品質の世界ブランド セーフタッチ

# SafeTouch

メディコムの創業者ロナルド・ルーベンは、エイズ危機によって医療従事者用の個人防護具が緊急に必要とされているという問題を解決するため、高品質の診察用手袋の開発に取り組み、**セーフタッチブランド**を誕生させました。

彼は、最先端の技術・最高品質の原材料を用い、一流の科学者と共に高品質な個人防護具を設計・開発。メディコムは世界中の医療従事者の信頼を得ることになりました。

セーフタッチは高品質ラインのブランドとして、医療従事者からの高い支持を受け、今なお成長を続けています。



[ セーフタッチ ラテックスグローブ シリーズの特長 ]

## 医療用ラテックスグローブ

厚生労働省は2014年の「一般歯科診療時の院内感染対策に係わる指針」において医療用手袋の使用を推奨しています。

## 厳しい検査基準(AQL1.5)

AQL(合格品質水準) G-1:1.5をピンホールの基準とした、厳しい検査基準のもとに製造。これは手術用手袋と同じレベルの検査基準です。

AQL:Acceptance Quality Limitの略称。  
工程平均として十分だと考えられる不良率の上限など、合格することのできる最低限の品質を指しています。合格品質水準として数値が少なければ少ない程、厳しい検査水準となります。

## 優れた引張強度と伸張性(ASTM 3578/EN 455適合)

医療用手袋の国際規格値以上の引張強度と伸張性を有し\*、術者の手技をサポートします。\*当社調べ

- ASTM 3578(セーフタッチ ラテックスグローブ パウダーフリー、セーフタッチ ファイングリップ ラテックスグローブ パウダーフリー)
- EN 455(セーフタッチ スマートフィット ラテックスグローブ パウダーフリー)



高い引張強度と伸張性



## Pride in Protection™

私たちメディコムジャパンは感染管理で社会に貢献します。

メディコムジャパン(A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド)は、カナダのモントリオールを本社とし、医療現場になくはならない感染管理のための製品を製造販売するヘルスケア企業です。感染管理の先進国である北米の基準や知識が反映された、高い品質と洗練されたデザインが特徴であるメディコムの製品群は、世界約100カ国に提供されています。



# SafeTouch LATEX GLOVE

セーフタッチ ラテックスグローブ  
シリーズ



販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【CI/EC事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com 🌐 www.medicom-japan.com



サイトはこちら▲

## 優れたフィット感と汎用性

セーフタッチ スマートフィット 1123



中厚手

### 使用シーンを選ばない厚みとグリップ力

バランスの取れた厚みとグリップ力により、さまざまな処置で使える汎用性の高さを実現しました。



### オーダーメイドのようなフィット感

しっかりと手に馴染む高いフィット感で、診療中のストレスを軽減します。

### 内袋を使用した二重梱包

劣化を抑制し特長的な使用感を保持するため、内袋にグローブをいれて小箱に梱包しています。



内側ポリマー加工・外側塩素加工 天然ゴム製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名:セーフタッチ スマートフィット ラテックスグローブ パウダーフリー

※中央値

品番	サイズ	カラー	掌幅	全長*	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JL101123A	XS	ナチュラル	80mm以下	240mm以上	100枚	10箱	4894476038522
JL101123B	S		約80mm				4894476038546
JL101123C	M		約95mm				4894476038539



販売名:セーフタッチ スマートフィット ラテックスグローブ パウダーフリー 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000068

## フラッグシップモデル

セーフタッチ ラテックスグローブ 1124



厚手

### 巻き込みを軽減、指先の動きをダイレクトに伝える

外側にサラサラ加工(塩素加工)を施すことで、ハンドファイルなどの器具使用時にグローブの巻き込みを軽減。指先の繊細な動きを邪魔しません。



### 厚手のグローブでしっかりと手を守る

メディムのラテックスグローブの中で一番の厚みと高い強度で、歯科医療従事者の手をしっかりと守ります。

### スムーズな着用でストレス軽減

サラサラ加工を内側にも施すことでスムーズな着用を実現、着けにくいというストレスを軽減します。

両面塩素加工 天然ゴム製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名:セーフタッチ ラテックスグローブ パウダーフリー

品番	サイズ	カラー	掌幅	全長	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
1124Z	XXS	ナチュラル	約65mm	240mm以上	100枚	10箱	4897008632724
1124A	XS		約75mm				4897008632731
1124B	S		約85mm				4897008632748
1124C	M		約95mm				4897008632755
1124D	L		約106mm				4897008632762



販売名:セーフタッチ ラテックスグローブ パウダーフリー 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000055

## メディコムNo.1のグリップ力

セーフタッチ ファイングリップ 1225



中厚手

### インスツルメントやハンドピースをしっかりと把持

スケーリングやSRPなど、力のかかる処置でも器具を滑らせないグリップ力で術者の力を器具に伝えます。



### 小さな器具や補綴物を落としにくい

高いグリップ力で、スケーラーチップなどの小さな器具やTeCなどの補綴物が手から滑り落ちることを防ぎます。

### 中厚手の安心感

程よい厚みによって歯科医療従事者の手を守ります。

内側塩素加工 天然ゴム製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名:セーフタッチ ファイングリップ ラテックスグローブ パウダーフリー

品番	サイズ	カラー	掌幅	全長	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JL101225A	XS	ナチュラル	約74mm	230mm以上	100枚	10箱	4894476039017
JL101225B	S		約84mm				4894476038898
JL101225C	M		約94mm				4894476038942



販売名:セーフタッチ ファイングリップ ラテックスグローブ パウダーフリー 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000069