

Vitals

バイタル 不織布ガーゼ

Non-Woven Gauze
メディコム バイタル 不織布ガーゼ
#2522



しなやかで使いやすい、不織布ガーゼ

吸水性・保水性に優れる

柔らかく優しい肌触りの薄手タイプのガーゼです。

毛羽立ちが少なく糸くずが出にくい

創傷面にもご使用いただけるほか、止血時や薬液の塗布時にも便利です。

※創傷面には滅菌してご使用ください。

25×25cmサイズ

多用途にお使いいただけます。



不織布ガーゼとは

繊維を織らずに作られているため、綿のガーゼよりも吸水性、保水性に優れており、糸くずや毛羽立ちなどが少ないのが特徴です。
メディコムの不織布ガーゼは、吸水性のあるレーヨンと耐久性のあるポリエステルから作られています。



※生地アップ

品名:メディコム バイタル 不織布ガーゼ

レーヨン/ポリエステル

単回使用

未滅菌

品番	サイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
VITJNW2522	4折時 12.5×12.5cm、展開時 25×25cm	200枚	20パック	4894476000949

販売名:メディコム バイタル 不織布ガーゼ 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000033



販売代理店

A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【コンシューマー/インダストリアル事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

【Eコマース/カタログ事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com ④ www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲