

SafeRoll

セーフロール



EOG滅菌済

セーフロールの特長

- 柔軟性、吸水性、保水性に優れたEOガス滅菌されたコットンロールです。
- Φ10mm×30mmと最も使い易いサイズです。
- 衛生的なブリスターパックで滅菌、小分け包装しています（1袋/50本）



滅菌済み

再使用禁止

一般医療機器 医04 整形用品 医療脱脂綿 JMDN70975000 製造販売届出番号:28B3X00001000024

品番	サイズ	入り数	JANコード
Y45541S	Φ10mm×30mm	1ケース/8箱 (1箱/24袋・1袋/50本)	4897008637781

販売代理店

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【デンタル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.facebook.com/medicomjapan

🌐 www.medicom-japan.com

🔍 メディコムジャパン

Website

