

メガネが曇りにくいアンチフォグ付き
クラスメディカル
アンチフォグ



※パッケージの仕様は変更となることがあります。

- **眼鏡が曇りにくい**
マスクの内側に二重メッシュの折返しをつけることで、呼気漏れを軽減
- **ピッタリフィットが持続**
ノーズピースにアルミバーを採用することで、強力形状キープ
- **快適な幅広耳ひも**
長時間の使用でも耳が痛くなりやすく、快適なつけ心地



【ろ過精度】
JIS T9001 医療用マスククラスI

品番	カラー	サイズ	入り数	定価	JANコード
JMK219014	ホワイト	89×178mm	100パック/ケース (7枚/パック)	オープン価格	4894476031790

ゆったりした付け心地の子供用
クラスメディカル
リラックス キッズ



※パッケージの仕様は変更となることがあります。

- **着け心地ゆったり**
上下に開く立体的なブリーツの採用で、口もとの空間が広々(当社比)
- **ピッタリフィットが持続**
ノーズピースにアルミバーを採用することで、強力形状キープ
- **快適な幅広耳ひも**
長時間の使用でも耳が痛くなりやすく、快適なつけ心地



【ろ過精度】
JIS T9001 医療用マスククラスI



品番	カラー	サイズ	入り数	定価	JANコード
JMK218914	ホワイト	89×145mm	40箱/ケース (50枚/箱)	オープン価格	4894476031776

Series Linup



クラスメディカル
アンチフォグ



クラスメディカル リラックス
個包装



クラスメディカル リラックス
大容量



クラスメディカル リラックス
キッズ



医療用ブランドの安心を。





世界各国で使用されるメディコムTMの医療品質を。

製品のバックボーンとなる品質レベルは、感染予防先進国・北米基準、SARSや新型インフルエンザが過去に大流行しましたが、そのときに世界中で使われたのがメディコムのマスク。「医療用マスクならメディコム」といわれるほど、世界的に品質への信頼度が高いのが大きな特徴であり、最大の強みです。メディコムの感染予防品や衛生用品は、その品質や使いやすさ、作業性のよさから、医療や歯科の分野にとどまらず、一般消費者や、幅広い産業やものづくりの現場でも使用されています。



「CLASS MEDICAL」の5つの安心性能

- 1 液体に対する防御性**
医療従事者は穿刺等で血管にアプローチを行うため、血液等の液体に対する防護性を有しています。
- 2 細菌に対する防護性**
飛沫感染予防のため、咳やくしゃみを想定した3μmの細菌が混入した飛沫に対する試験をクリアしています。
- 3 微粒子に対する防護性**
外を浮遊する微粒子から防護するために0.1μmのPEラテックス球形粒子による試験をクリアしています。ウィルスの大きさは0.1μm程度。また、2.5μmの粒子径のPM2.5等からも防護します。
- 4 快適な着用性**
高い防護性を持ちながらも通気性の試験をクリアし、着用者の快適さを保持しています。
- 5 燃えにくい素材を採用**
火災のリスクを抑制するために難燃性試験をクリアしています。

お得な大容量 50枚入り クラスメディカル リラックス 大容量



普通サイズ



小さめサイズ

※パッケージの仕様は変更となることがあります。

- **着け心地ゆったり**
上下に開く立体的なブリーツの採用で、口もとの空間が広々(当社比)
- **ピッタリフィットが持続**
ノーズピースにアルミバーを採用することで、強力形状キープ



【ろ過精度】
JIS T9001 医療用マスククラスI




品番	カラー	サイズ	入り数	定価	JANコード
JMK218814	ホワイト	89×178mm	40箱/ケース (50枚/箱)	オープン価格	4894476031738
JMK218814S		89×165mm	40箱/ケース (50枚/箱)	オープン価格	4894476031752

医療従事者からの圧倒的サポートを受ける 抜群のフィット性能

圧倒的な機密性能

一般的にサージカルマスクの漏れ率は50%程度であれば良いと言われていますが、クラスメディカルのマスクの漏れ率は10%台で圧倒的なフィット性を実現しています。




独自のアルミフィットバーを採用

隙間をガードするメディコム独自のアルミフィットバーを採用。強力な形状キープで、あなたのスキマをしっかりガードします。

医療現場からのポイント
顔とマスクの間に
「スキマ」を
作らない様に

独自のアルミバーで
隙間を作らず強力フィット!



使用方法

1. 鼻と口を覆うように顔に当て、ノーズピースを鼻のカタチにしっかり曲げ合わせて、耳ひもをかけます。
※ゴム紐を溶着している面を外側にしてください。
2. 下の端を引っばってあごを覆い、顔とマスクの間に「スキマ」が出来ないように、全体を調整します。

さらさら生地で蒸れにくく、 携帯に便利な個別包装

クラスメディカル リラックス 個包装



普通サイズ



小さめサイズ

※パッケージの仕様は変更となることがあります。

- **持ち運びに便利な個包装**
- **さらさら生地で蒸れにくく、耳が痛くなりやすい幅広いイヤーループで快適**
さらさら生地で蒸れにくく、耳が痛くなりやすい幅広いタイプのイヤーループを採用
- **着け心地ゆったり**
上下に開く立体的なブリーツの採用で、口もとの空間が広々(当社比)
- **ピッタリフィットが持続**
ノーズピースにアルミバーを採用することで、強力形状キープ



【ろ過精度】
JIS T9001 医療用マスククラスI



品番	カラー	サイズ	入り数	定価	JANコード
JMK219114	ホワイト	89×178mm	40箱/ケース (40枚入り個包装)	オープン価格	4894476031813
JMK219114S		89×165mm			4894476031837