

再生処理関連製品 / 個人用防護具のご紹介

# Reprocessing

洗浄剤

環境面の洗浄+除菌が  
同時に行えます



2 in 1  
洗浄 除菌

## メディコム メディワイプ

第4級アンモニウム塩配合 EN 1040 EN 1276 EN13727

中性 ノンアルコール 無香料

- 優れた除菌性能
- 高い洗浄力
- 中性で器材にダメージを与えない
- 厚手のワイプを採用し拭き取りやすい

品番	内容量	入り数
GWR911004	100枚入り	6パック/ケース



アルコール  
ハンドジェル



## メディジェル


EN規格 中性 無香料

- 欧州の統一規格、EN規格に適合
- 消毒に最適なアルコール度数70%
- 出す時に飛び散りにくいジェルタイプ
- すぐにさらっと伸びて使いやすい

品番	内容量	入り数
JAG010021	500ml	12本/ケース

女性に人気のジェルタイプ

一般女性向けのアンケートでは  
71%の女性がジェルタイプを  
好むことがわかりました。  
(当社調べ)



個人用防護具



## アイウェア

軽量(10g)

- 視野角の非常に広いワイドフィルム採用
- 非常に軽量(10g)で、長時間の着用も快適
- 曇り止め加工済み
- 眼鏡の上から装着が可能




品番	フレームカラー	サイズ(幅×高さ×テンブル長さ)	入り数
MED0002900	ブルー	150×80×160mm	6箱/ケース (10セット/箱)

## セーフウェア SMSアイソレーションガウン

AMMILレベル1クリア 未滅菌

- 防護性が高く、通気性の良い素材を使用
- 超音波溶着による縫製
- 袖口にニット素材を使用




品番	カラー	サイズ(±1cm程度の誤差あり)	入り数
SFWGGW824R	イエロー	①着丈:122cm ②身幅:66cm ③肩幅:23cm ④袖丈:58cm	5パック/ケース (10枚/パック)



再生処理関連製品のご紹介

# Reprocessing



使いやすい  
泡タイプ



## アニオザイム プライム

アルデヒドフリー ※診療器具を洗浄するためのものではありません

プロテアーゼ リパーゼ アミラーゼ

品番	容量	液タイプ	入り数
ANI2367544	750ml	泡	12本/ケース

洗浄

5種類の酵素を配合



## アニオザイム シナジー5

中性 濃縮タイプ

プロテアーゼ リパーゼ アミラーゼ セルラーゼ マンナーゼ

品番	容量	液タイプ	入り数
ANI2235036	5L	濃縮	4本/ケース
ANI2235095	1L		12本/ケース

包装・滅菌

使いやすい8サイズ展開



## メディコム® 滅菌ロール

ISO11140・ISO11607 オートクレープ・EOガス両用

- 滅菌工程の通過を確認可能
- ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用
- ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア

包装外部用インジケータと包装内部用インジケータの併用が必要です。

滅菌工程の必需品



## セーフシール® 滅菌インジケータカード

ISO11140 オートクレープ用 TYPE 4 STEAM

- 紫から水色に変色すれば滅菌条件が満了

品番	規格(幅×高さ)	入り数
JIC530010	20mm×70mm	200枚

保管



## ペガサス ラックシステム ペガサス アポロカート



- ISO規格サイズ 600mm×400mm、400mm×300mmの2種類のトレイ、バスケットを採用

