

# セーフベーシック 滅菌シールパウチ


**SafeBasics Pouches**



オートクレーブ・EOガス滅菌用



## 院内感染防止の必須アイテム。 品質とリーズナブルを両立しました。

- 粘着シール付きなので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。
- 滅菌状態を一目で確認できるインジケーター付き。
- オートクレーブ・EOガス滅菌両用。(※乾熱滅菌器にはご使用できません)
- 内容物の確認がしやすい透明フィルムタイプです。

滅菌条件	オートクレーブ		EOガス
時間 (分)	30分	4分	100 - 120分
温度 (°C)	121 °C	134 °C	50 °C
相対湿度 (%)	—	—	60 - 85 %
EOガス濃度	—	—	600
乾燥・曝気時間 (分)	15 - 30分	20 - 30分	12時間



※ 印刷の為、実際の色とは多少異なることがあります。  
 ※ インジケーターは化学的インジケーターであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程にさらされたか否かを区別するもので、被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

品番	外寸(横×縦)	内寸(横×縦)	入り数	JANコード	参考医院価格	備考
<b>S</b> JS67571	57×102mm	37×77mm	1ケース/50箱(200枚/箱)	4894476000611	オープン価格	ファイルやリーマー、止血用ガーゼなど
<b>MS</b> SFBJS67702	70×229mm	50×204mm	1ケース/10箱(200枚/箱)	4894476007917	オープン価格	タービン・ハンドピース用
<b>M</b> JS67892	89×229mm	69×204mm	1ケース/10箱(200枚/箱)	4894476000628	オープン価格	基本セットやハンドピースなど
<b>L</b> JS67132	134×254mm	114×229mm	1ケース/10箱(200枚/箱)	4894476000635	オープン価格	鉗子など大きめのインスツルメントや小器具をまとめて
<b>LL</b> JS67193	190×330mm	170×305mm	1ケース/ 5箱(200枚/箱)	4894476000642	オープン価格	基本セットをトレーごとに入れるなら

販売代理店

 発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**  
 【デンタル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

**TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074**

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

📄 メディコムジャパン

Website

