

新規格 ASTM F2100-19 対応サージカルマスク

Safe+Mask®

●●●●●●●● Premier

メディコムセーフマスクプレミア
ラテックスフリー



●BFE≥98.0% ●PFE≥98.0%(0.1μm)

品番	カラー	サイズ	入り数	JANコード
PMR002014M	ホワイト	縦89×横178mm	1ケース/10箱(50枚/箱)	4897008632878
PMR002015M	ブルー	縦89×横178mm	1ケース/10箱(50枚/箱)	4897008632885
PMR002016M	ピンク	縦89×横178mm	1ケース/10箱(50枚/箱)	4897008632892
PMR002017M	イエロー	縦89×横178mm	1ケース/10箱(50枚/箱)	4897008632908
PMR002018M	グリーン	縦89×横178mm	1ケース/10箱(50枚/箱)	4897008632915
PMR002011M	ラベンダー	縦89×横178mm	1ケース/10箱(50枚/箱)	4897008632861

【メルトブLOW不織布】 中心
(ポリプロピレン100%)

ポリマーを高圧で押し出すと共に熱風で吹き飛ばして作る軽くてフィルター性が高い極細繊維の不織布を使用しています。

【スパンボンド不織布】 外側
(ポリプロピレン100%)

軽くて強度がある不織布を使用しています。撥水性の高い特殊素材はバクテリアを含んだ水溶液等が口の周りやマスクに覆われている皮膚に付着するのを防ぎます。

【アルミ製ノーズピース】

長くて丈夫なノーズピースによりマスクの密着性を最大限に高めています。

【イヤーズバンド】

丈夫でソフトなラテックスフリー素材。皮膚に刺激を与えないよう、マスク外側に取り付けられています。ミシン目穴や接着不良が発生しない超音波装着方式でマスクと一体化させています。

【スパンボンド不織布】 内側
(ポリプロピレン100%)

ASTM (アメリカ材料試験協会) 高レベル汚染防御規格対応の撥水能力素材。肌に触れても毛羽立たないすべすべしたとても肌触りの良い不織布を使用しています。

セーフマスクプレミアの特長

- 新規格ASTM F2100-19(医療用マスクの米国標準規格)に対応した液体防護性サージカルマスクです。
- 液体防護性に優れ、血液・体液の飛散から口や鼻を守ります。(合成血液不浸透性≥80mmHg)
- 三層構造で耐水性に優れ、ノーズピース内蔵で呼吸が楽なマスクです。
- 高性能フィルター内蔵でBFE≥98%の高いろ過精度を実現しています。
- イヤーズバンドには、ソフトな平ゴムを採用しています。ラテックスフリーです。



販売代理店

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【デンタル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

