

ニトリルグローブのご紹介

Nitrile Glove



ニトリルグローブ

加硫促進剤不使用

加硫促進剤使用

加硫促進剤不使用で
アレルギーリスクが低い



セーフタッチ®ネオ ニトリルグローブ

伸縮性に優れたベストセラー



セーフタッチ®ニトリルグローブ
パウダーフリー

「加硫促進剤」によるアレルギーとは

加硫促進剤によるアレルギー反応は、タイプIV遅延型アレルギーに分類され、痒みを伴う紅斑、浮腫、漿液性丘疹、乾燥、亀裂が出現します。また、慢性化すると治りにくく、さらに化学物質への曝露量が増えてしまいます。



詳しくはこちら▼



高い防護性と快適なフィット感



プロケア ニトリルグローブ

ニトリルグローブのご紹介

Nitrile Glove



加硫促進剤不使用

加硫促進剤不使用で
アレルギーリスクが低い



セーフタッチ®ネオ ニトリルグローブ

加硫促進剤不使用 食品衛生法適合 左右兼用 未滅菌 滑り止め加工 塩素処理加工 低アレルギー性

200枚入


1134 (ホワイト)

品番	サイズ	掌幅	①全長 / ②厚み	入り数
SFTJN1134A	XS	約75mm	①約230mm以上	10箱/ケース (200枚/箱)
SFTJN1134B	S	約85mm	②掌部:約0.06mm以上 ②指先:約0.08mm以上	
SFTJN1134C	M	約95mm	※当社調べ	
SFTJN1134D	L	約105mm		

1139 (ブルー)

品番	サイズ	掌幅	①全長 / ②厚み	入り数
SFTJN1139A	XS	約75mm	①約230mm以上	10箱/ケース (200枚/箱)
SFTJN1139B	S	約85mm	②掌部:約0.06mm以上 ②指先:約0.08mm以上	
SFTJN1139C	M	約95mm	※当社調べ	
SFTJN1139D	L	約105mm		

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 非天然ゴム製検査・検診用手袋
製造販売届出番号: 28B3X00001000043 JMDN70976000



加硫促進剤使用

伸縮性に優れたベストセラー



セーフタッチ® ニトリルグローブ パウダーフリー

食品衛生法適合 左右兼用 未滅菌 滑り止め加工 塩素処理加工

100枚入 ※300枚入りもあります。


1174 (ホワイト)

品番	サイズ	掌幅	①全長 / ②厚み	入り数
1174A-Y	XS	約75mm	①約230mm以上	10箱/ケース (100枚/箱)
1174B-Y	S	約85mm	②掌部:約0.06mm以上 ②指先:約0.08mm以上	
1174C-Y	M	約95mm	※当社調べ	
1174D-Y	L	約105mm		

1175 (ブルー)

品番	サイズ	掌幅	①全長 / ②厚み	入り数
1175A-Y	XS	約75mm	①約230mm以上	10箱/ケース (100枚/箱)
1175B-Y	S	約85mm	②掌部:約0.06mm以上 ②指先:約0.08mm以上	
1175C-Y	M	約95mm	※当社調べ	
1175D-Y	L	約105mm		

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 非天然ゴム製検査・検診用手袋
製造販売届出番号: 28B3X00001000043 JMDN70976000



高い防護性と
快適なフィット感



プロケア ニトリルグローブ

食品衛生法適合 左右兼用 未滅菌 指先エンボス加工 塩素処理加工

100枚入

JN133510 (ホワイト)

品番	サイズ	掌幅	①全長 / ②厚み	入り数
JN133510A	XS	70±10mm	①約230mm以上	10箱/ケース (100枚/箱)
JN133510B	S	80±10mm	②掌部:約0.06mm以上 ②指先:約0.07mm以上	
JN133510C	M	95±10mm	※当社調べ	
JN133510D	L	110±10mm		

JN133520 (ブルー)

品番	サイズ	掌幅	①全長 / ②厚み	入り数
JN133520A	XS	70±10mm	①約230mm以上	10箱/ケース (100枚/箱)
JN133520B	S	80±10mm	②掌部:約0.06mm以上 ②指先:約0.07mm以上	
JN133520C	M	95±10mm	※当社調べ	
JN133520D	L	110±10mm		

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 非天然ゴム製検査・検診用手袋
製造販売届出番号: 28B3X00001000059 JMDN70976000

