

# PRO-LANE®

## Procedure Earloop Face Masks

### プロレーン®マスク

#### LEVEL-1

### ASTM F2100-19(医療用マスクの米国標準規格) に対応した医療用マスク

高い過精度と、抜群の液体防護性を実現。細菌や飛沫による汚染を防ぎます。

細菌ろ過率[BFE]	≥98%	細菌を含む、平均約3μmの粒子がろ過された率を示します。
微粒子ろ過率[PFE]	≥98%	平均約0.1μmの微粒子がろ過された率を示します。
血液不浸透性	80mmHg	液体(血液)が飛散した場合、どの程度の圧力にまで耐えるかを示します。



### 高い性能と着け心地を両立

- 平ゴムタイプのイヤーバンドで、耳が痛くなりやすい
- ソフトで伸縮性のあるポリエステル製
- ラテックスフリーのため、アレルギーの方も安心です
- ノーズピースはアルミニウム板で、しっかりとフィット
- 耐水性に優れた三層構造
- 高性能フィルター



## レギュラー

入り数: 1ケース10箱(1箱50枚)



カラー: ホワイト  
サイズ: 89mm x 178mm  
JANコード: 4897008632441

品番 PLE0002714



カラー: ブルー  
サイズ: 89mm x 178mm  
JANコード: 4897008632458

品番 PLE0002715



カラー: ピンク  
サイズ: 89mm x 178mm  
JANコード: 4897008632465

品番 PLE0002716

## Sサイズ

入り数: 1ケース10箱(1箱50枚)

女性の方、マスクが大きいと感じる方に



カラー: ホワイト  
サイズ: 89mm x 165mm  
JANコード: 4897008636135

品番 PLE002714S



カラー: ピンク  
サイズ: 89mm x 165mm  
JANコード: 4897008636142

品番 PLE002716S

販売代理店

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**  
【デンタル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F  
TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com

www.facebook.com/medicomjapan

www.medicom-japan.com

メディコムジャパン

Website

