

ラテックスグローブのご紹介

# Latex Glove



## ラテックスグローブ

### 塩素処理加工

### ポリマー加工(内側)

装着はスムーズなのに  
優れたグリップ力

格別のグリップ力と  
操作性



**グローバル  
エックス**

優れた操作性



**プロケア®  
ラテックスグローブ**

トルクがダイレクトに伝わり  
術者の繊細な動きに対応

最高の装着性と  
確かな耐久性



**セーフタッチ®  
ラテックスグローブ  
パウダーフリー**

スムーズな着脱と  
優れた耐久性



**アキュフィット®  
ラテックスグローブ  
パウダーフリー**

内側にポリマーをコーティング  
手にやさしい

ポリマー加工で  
アレルギー軽減



**セーフベーシック  
ラテックスグローブ  
イーजीフィット  
パウダーフリー**

内側ポリマー加工

予防・審美 矯正 補綴

ポリマー加工でアレルギー軽減




**セーフベーシック ラテックスグローブ  
イーजीフィット パウダーフリー**

外側 塩素処理加工 内側 ポリマー加工 左右兼用 未滅菌 滑り止め加工

品番	サイズ	掌部幅	①全長 / ②厚み	入り数
1188Z	XXS	約65mm	①約240mm以上	10箱/ケース (100枚/箱)
1188A	XS	約75mm	②掌部:約0.11mm以上	
1188B	S	約85mm	②指先:約0.13mm以上	
1188C	M	約95mm	※当社調べ	
1188D	L	約106mm		

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋  
製造販売届出番号: 28B3X00001000034 JMDN70977000

**1188**



ラテックスグローブのご紹介

# Latex Glove



口腔外科 予防・審美 矯正 補綴

最高の装着性と確かな耐久性




## セーフタッチ® ラテックスグローブ パウダーフリー

W塩素処理加工 左右兼用 未滅菌 滑り止め加工

品番	サイズ	掌部幅	①全長 / ②厚み	入り数
1124Z	XXS	約65mm	①約230mm以上 ②掌部:約0.14mm以上 ②指先:約0.17mm以上 ※当社調べ	10箱/ケース (100枚/箱)
1124A	XS	約75mm		
1124B	S	約85mm		
1124C	M	約95mm		
1124D	L	約106mm		

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋  
製造販売届出番号: 28B3X00001000004 JMDN70977000

1124



ダブル塩素処理加工

口腔外科 予防・審美 矯正 補綴

スムーズな着脱と優れた耐久性




## アキュフィット® ラテックスグローブ パウダーフリー

W塩素処理加工 左右兼用 未滅菌 滑り止め加工

品番	サイズ	掌部幅	①全長 / ②厚み	入り数
ACFJL1124Z	XXS	約70mm	①約240mm以上 ②掌部:約0.12mm以上 ②指先:約0.13mm以上 ※当社調べ	10箱/ケース (100枚/箱)
ACFJL1124A	XS	約75mm		
ACFJL1124B	S	約85mm		
ACFJL1124C	M	約95mm		
ACFJL1124D	L	約105mm		

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋  
製造販売届出番号: 28B3X00001000038 JMDN70977000

ACFJL1124



シングル塩素処理加工

予防・審美 矯正 補綴

格別のグリップ力と操作性




## グローバル エックス JL101224

塩素処理加工 左右兼用 未滅菌 指先エンボス加工

品番	サイズ	掌部幅	①全長 / ②厚み	入り数
JL101224A	XS	約74mm	①約240mm以上 ②掌部: 0.13mm±0.03mm ②指先: 0.14mm±0.03mm ※当社調べ	10箱/ケース (100枚/箱)
JL101224B	S	約84mm		
JL101224C	M	約94mm		
JL101224D	L	約105mm		

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋  
JMDN70977000 製造販売届出番号: 28B3X00001000058



予防・審美 矯正 補綴

優れた操作性



## プロケア® ラテックスグローブ

塩素処理加工 左右兼用 未滅菌 滑り止め加工

品番	サイズ	掌部幅	①全長 / ②厚み	入り数
JL101512A	XS	約74mm	①約240mm以上 ②掌部: 0.11mm±0.03mm ②指先: 0.13mm±0.03mm ※当社調べ	10箱/ケース (100枚/箱)
JL101512B	S	約84mm		
JL101512C	M	約94mm		

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋  
JMDN70977000 製造販売届出番号: 28B3X00001000058

PCA-JL101512

