

発売から累計160万箱が売れている*

「メガネが曇りにくいマスク」に
ニュアンスカラーが新登場

※2018~2022年

NEW
COLOR



ピンクベージュ
PINK BEIGE

ベージュ
BEIGE

グレー
GRAY



自社工場生産品
JIS T9001 医療用マスククラスI



医療用マスクメーカー
メディコムジャパンだから

＼ 呼気漏れを防いでメガネが曇りにくい ＼

＼ 長時間着用でも快適に ＼



メッシュの折り返しで
呼気漏れを大幅カット

マスクの内側に二重メッシュの折り返しを付けることで、呼気漏れを大幅にカット。メガネが曇りにくい構造を実現。



アルミノーズピースで
ピッタリが持続

ノーズピースにアルミバーを採用することで、顔の形にピッタリフィットし、強力に形状をキープします。



幅広ソフトゴムで
耳が痛くなりやすい

幅広のソフトゴムを使用することで、長時間の着用でも耳が痛くなりやすい装着感を実現しました。



メディコムなら
メガネも笑顔も曇らせない



PINK BEIGE

BEIGE



GRAY



メガネが曇りにくいマスク
正しく着ける 3STEP

MOVIE

着け方も
ご紹介!



NEW
COLOR

ニュアンスカラーが新登場
メガネが曇りにくいカラーマスク

携帯に便利な
個包装

ピンクベージュ
PINK BEIGE



ベージュ
BEIGE



グレー
GRAY



カラー	品番	JANコード	サイズ	入り数	定価
ピンクベージュ	JMK200686	4894476027489	89×178mm	40箱/ケース(40枚/箱)	オープン価格
ベージュ	JMK200687	4894476027458			
グレー	JMK200698	4894476027502			

発売元 A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F TEL : 078-327-2333 / FAX : 078-327-2323 ✉ info@medicom-japan.com