

☆☆☆

メガネが曇りにくい

Earloop Face Masks

カゼ・花粉対策 99%
細菌、ウイルスを含む飛沫・花粉等を **カットフィルタ**

ASTM F2100-19

耳が痛くなりにくい
 幅広ソフトゴム採用



メガネが曇りにくいマスク


Procedure Earloop Face Masks

個包装 | 使い捨て | 40枚入




小さめサイズ

ふつうサイズ



メッシュの折り返しで、
呼気漏れを大幅カット

マスクの内側に二重メッシュの折り返しを付けることで、呼気漏れを大幅にカット。メガネが曇りにくい構造を実現。



ピッタリが持続する
アルミノーズピース

ノーズピースにアルミバーを採用することで、顔の形にピッタリフィットし、強力で形状をキープします。

耳が痛くなりにくい
幅広ソフトゴム

幅広のソフトゴムを使用することで、長時間の着用でも耳が痛くなりやすい装着感を実現しました。

品番	サイズ	JANコード	カラー	入り数	定価
JMK200614	ふつうサイズ (89×178mm)	4894476012454	ホワイト	40箱/ケース (40枚/箱)	オープン価格
JMK200614S	小さめサイズ (89×165mm)	4894476012478			