



メディコムジャパンは、全国マスク工業会の会員です。

メディコムジャパンのマスクは、全国マスク工業会の定める『マスクの表示・広告自主基準』と『衛生マスクの安全・衛生自主基準』を遵守したマスクです。安心してお求めください。



# SafeMask<sup>®</sup> Premier Soft

セーフマスク プレミアソフト

Earloop Face Masks | イヤーループマスク

ASTM F2100-19  
**LEVEL 1**



※写真はイメージです。


内側に柔らかい素材を使用し、より優しい肌触りを実現しました。



【構造】  
飛沫に強い3層構造  
(液体防護性: 80mmHg)

【ろ過精度】  
BFE $\geq$ 99%  
PFE $\geq$ 99% (0.1 $\mu$ m)

【呼吸抵抗】  
 $\Delta P < 4.0$



ASTM F2100-19対応サージカルマスク

ラテックスフリー



品番	カラー	サイズ	入り数
PMRJME2114	ホワイト	93×175mm	10箱/ケース (50枚/箱)
PMRJME2115	ブルー		
PMRJME2116	ピンク		
PMRJME2118	グリーン		

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**  
【メディカル事業部】

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F  
TEL : 078-327-2444 FAX : 078-327-2112

✉ info@medicom-japan.com  
🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan  
🔍