



メディコムジャパンは、全国マスク工業会の会員です。

メディコムジャパンのマスクは、全国マスク工業会の定める『マスクの表示・広告自主基準』と『衛生マスクの安全・衛生自主基準』を遵守したマスクです。安心してお求めください。

ASTM F2100-19 (医療用マスクの米国標準規格) 対応

サージカルマスク



レギュラー

プロレーンマスク

定価：¥1,200/箱

●BFE \geq 98.0% ●PFE \geq 98.0%(0.1 μ m) ●1ケース/40箱(50枚/箱)



カラー：ホワイト
JANコード：4897008632441

品番 **PLE0002714**



カラー：ブルー
JANコード：4897008632458

品番 **PLE0002715**



カラー：ピンク
JANコード：4897008632465

品番 **PLE0002716**

レギュラーサイズ。

- ASTM F2100-19(医療用マスクの米国標準規格)に対応した液体防護性サージカルマスクです。
- 液体防護性に優れ、血液・体液の飛散から口や鼻を守ります。
- 三層構造で耐水性に優れています。
- 高性能フィルター内蔵で高い過精度を実現しています。
- イヤーバンドにはソフトで伸縮性のあるポリエステルを採用しています。ラテックスフリーです。



Sサイズ

プロレーンマスク Sサイズ

定価：¥1,200/箱

●BFE \geq 98.0% ●PFE \geq 98.0%(0.1 μ m) ●1ケース/40箱(50枚/箱)



カラー：ホワイト
JANコード：4897008636135

品番 **PLE002714S**



カラー：ピンク
JANコード：4897008636142

品番 **PLE002716S**

女性・小顔の方用。

- ASTM F2100-19(医療用マスクの米国標準規格)に対応した液体防護性サージカルマスクです。
- 液体防護性に優れ、血液・体液の飛散から口や鼻を守ります。
- 三層構造で耐水性に優れています。
- 高性能フィルター内蔵で高い過精度を実現しています。
- イヤーバンドにはソフトで伸縮性のあるポリエステルを採用しています。ラテックスフリーです。



キッズ

セーフマスク キッズ

定価：¥1,200/箱

●BFE \geq 98.0% ●PFE \geq 98.0%(0.1 μ m) ●1ケース/10箱(50枚/箱)



カラー：ホワイト
JANコード：4897008634926

品番 **MED2114KID**

小さなお子様を集団感染から守る子供用サイズです。

- 普通のマスクよりも小さめに設計された子供専用マスクです。
- 三層構造で耐水性に優れています。
- 高性能フィルター内蔵で高い過精度を実現しています。
- イヤーバンドにはソフトで伸縮性のあるポリエステルを採用しています。ラテックスフリーです。



発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【メディカル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
TEL : 078-327-2444 FAX : 078-327-2112

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

